


# evercare® selvklebende splittlaken 230x260 cm, splitt 20x100 cm

REF: 1316-01

evercare® sterilt selvklebende splittlaken med absorberende område sørger for anvendelige og brukervennlige draperingsløsninger som kan brukes til en rekke prosedyrer innen ortopedi, øre-nese-hals-, toraks- og generell kirurgi.

## Nøkkelegenskaper

- ▶ Absorberende område
- ▶ Slangeholdere
- ▶ Brukervennlig drapering
- ▶ Tilgjengelig i en rekke størrelser og utførelser
- ▶ Samsvarer med EN 13795-1 Krav til høy ytelse for kritiske produktområder




230 x 260 cm  
U = 20 x 100 cm

REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
1316-01	Selvklebende splittlaken, sterilt, Blå	230x260 cm, splitt 20x100 cm	8 / 16

Salgsenhet: Transportkartong

## Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



### REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

### Samsvar med produktstandarder:

EN13795-1

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Laminat	PP non-woven, blå / PE film, blå / PP non-woven, hvit
Absorberende område	PP non-woven, mørkeblå
Slangeholdere	PP, blå

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet.
<b>Anbefalt oppbevaring</b>	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefalt kassering</b>	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
<b>Holdbarhet</b>	5 år

## Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkeltpakning</b>	Medisinsk papir, PE/PET film	420 x 603
<b>Dispenserpakning</b>	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
<b>Transportkartong</b>	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
<b>Emballasjetape</b>	Gjennomsiktig	N/A

## Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
<b>1316-01</b>	06438129110418	06438129310412	06438129510416

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.