


evercare[®] selvklebende splittlaken 200 x 260 cm, splitt 7 x 100 cm

REF: 1318-01

evercare[®] sterilt selvklebende splittlaken med absorberende område sørger for anvendelige og brukervennlige draperingsløsninger som kan brukes til en rekke prosedyrer innen ortopedi, øre-nese-hals-, toraks- og generell kirurgi.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Absorberende område
- ▶ Brukervennlig drapering
- ▶ Tilgjengelig i en rekke størrelser og utførelser
- ▶ Samsvarer med EN 13795-1 Krav til høy ytelse for kritiske produktområder




200 x 260 cm
U = 7 x 100 cm

REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
1318-01	Selvklebende splittlaken, sterilt, Blå	200 x 260 cm, splitt 7 x 100 cm	9 / 18

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-01 EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-10
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class Is
Samsvar med produktstandarder:	EN 13795-1
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produktdel	Råmateriale og egenskaper
Laminat	PP hydrofil non-woven, blå / PE film, blå / PP non-woven, hvit
Absorberende område	PP non-woven, mørkeblå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PE/PET film	420 x 603
Dispenserpakning	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
Transportkartong	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Emballasjetape	Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
1318-01	06438129117776	06438129317770	06438129517774

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.

