

evercare[®] selvklebende, ugjennomtrengelig operasjonstape, 9 x 50 cm

REF: 1494

evercare[®] selvklebende, ugjennomtrengelig og steril engangsoperasjonstape er en multifunksjonell tape for fiksering under kirurgiske prosedyrer. Den er laget av det samme non-woven-materialet som er mye brukt til operasjonsbekledning. PE-film lagt på non-woven-materialet sikrer væsketetthet.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Væsketettt materiale hindrer lekkasje
- ▶ For fiksering av drapering og slanger under kirurgiske prosedyrer
- ▶ Steril
- ▶ Samsvarer med EN 13795-1 Krav til høy ytelse for kritiske produktområder




9 x 50 cm

REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
1494	Selvklebende operasjonstape, ugjennomtrengelig, steril, Blå	9 x 50 cm	100 / 400

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

Samsvar med produktstandarder:

EN13795-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt del

Råmateriale og egenskaper

Tape

PP non-woven, blå/PE-film, blå. Løsemiddellim

Beskyttelsespapir

Superkalandret silikonbelagt papir, hvitt

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, Gjennomsiktig	150 x 290
Dispenserpakning	TCF eller ECF kvalitet	265 x 143 x 234
Transportkartong	TCF eller ECF kvalitet	545 x 310 x 246
Emballasjetape	Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
1494	06438129124026	06438129324020	06438129524024

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.