


evercare<sup>®</sup> slangeholder, 2,5 x 30 cm

REF: 1498-01

evercare<sup>®</sup> steril slangeholder er en selvklebende slangeholder med borrelås for enkel fiksering av slanger osv. under kirurgiske prosedyrer.

## Nøkkelegenskaper

- ▶ Enkel fiksering av slangen




2,5 x 30 cm

| REF     | Beskrivelse          | Størrelse   | Antall per dispenser/kartong |
|---------|----------------------|-------------|------------------------------|
| 1498-01 | Slangeholder, steril | 2.5 x 30 cm | 60 / 240                     |

Salgsenhet: Transportkartong

## Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



### REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-7

### Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

### Samsvar med produktstandarder:

EN ISO 11135

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materiale

| Produkttdel | Råmateriale og egenskaper |
|-------------|---------------------------|
|-------------|---------------------------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| Krok | Polyamid/polyuretan |
|------|---------------------|

|       |     |
|-------|-----|
| Løkke | PET |
|-------|-----|

## Advarsler og anbefalinger

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Advarsler</b>            | Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet. |
| <b>Anbefalt oppbevaring</b> | Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.                |
| <b>Anbefalt kassering</b>   | Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter  |
| <b>Holdbarhet</b>           | 5 år   |

## Forpakkingsinformasjon

| Forpakning              | Materiale                      | Størrelse ( L x B x H ) mm |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Enkeltpakning</b>    | Medisinsk papir, Gjennomsiktig | 150 x 290                  |
| <b>Dispenserpakning</b> | TCF eller ECF kvalitet         | 265 x 143 x 234            |
| <b>Transportkartong</b> | TCF eller ECF kvalitet         | 545 x 310 x 246            |
| <b>Emballasjetape</b>   | Gjennomsiktig                  | N/A                        |

## Strekoder / UDI-DI

| REF            | Enkeltpakning  | Dispenserpakning | Transportkartong |
|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>1498-01</b> | 06438129120639 | 06438129320633   | 06438129520637   |

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.