




evercare® slangebeskyttelse, elastisk tupp, 17 x 240 cm

REF: 1825

evercare® steril slangebeskyttelse med elastisk tupp er tilgjengelig i et bredt utvalg av steril utstyrstildekking for å passe de fleste bruksområder.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Gjennomsiktig
- ▶ Samsvarer med EN 13795-1 Krav til høy ytelse for kritiske produktområder




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
1825	Slangebeskyttelse, elastisk tupp, steril, Gjennomsiktig	17 x 240 cm	30 / 120

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-01 EN ISO 10993-7
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class Is
Samsvar med produktstandarder:	EN 13795-1
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produktdel	Råmateriale og egenskaper
Beskyttelsesmateriale	PE-tube, gjennomsiktig
Separat dobbeltsidig medisinsk tape	PES
Elastisk tupp	Termoplastisk elastomer
Emballasje	PE

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, Gjennomsiktig	150 x 290
Dispenserpakning	TCF eller ECF kvalitet	265 x 143 x 234
Transportkartong	TCF eller ECF kvalitet	545 x 310 x 246
Emballasjetape	Gjennomsiktig	N/A

Strekkoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
1825	06438129111699	06438129311693	06438129511697

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.

