


evercare[®] røntgentrekk

REF: 1850, 1855-01

evercare[®] sterilt røntgentrekk er runde engangspose som brukes for å dekke til et bredt spekter av utstyr til bruk i operasjonssalen og på andre sykehusavdelinger der det er behov for drapering av sterilt utstyr.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Gjennomsiktig
- ▶ Rund engangspose
- ▶ Samsvarer med EN 13795-1 Krav til høy ytelse for kritiske produktområder




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
1850	Røntgentrekk, sterilt, Gjennomsiktig	Ø 90 cm	18 / 72
1855-01	Røntgentrekk, sterilt, Gjennomsiktig	Ø 140 cm	10 / 40

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-01 EN ISO 10993-7
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
Samsvar med produktstandarder:	EN13795-1
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produktdel	Råmateriale og egenskaper
Trekk	PE-film, gjennomsiktig
Elastisk bånd	Lateksfri, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, Gjennomsiktig	150 x 290
Dispenserpakning	TCF eller ECF kvalitet	265 x 143 x 234
Transportkartong	TCF eller ECF kvalitet	545 x 310 x 246
Emballasjetape	Gjennomsiktig	N/A

Strekkoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
1850	06438129111712	06438129311716	06438129511710
1855-01	06438129119107	06438129319101	06438129519105

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.