




evercare® væskeoppsamlingspose med sil, 62x50 cm

REF: 1873

evercare® steril væskeoppsamlingspose med sil er en gjennomsiktig irrigasjonspose som inneholder klebebånd, sil og utgangsport. Designet for å samle opp irrigasjonsvæsker og vevsprøver under kirurgiske prosedyrer.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Gjennomsiktig
- ▶ Selvklebende pose



62 x 50 cm

REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
1873	Væskeoppsamlingspose med sil, steril, Gjennomsiktig	62x50 cm	11 / 44

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-01 EN ISO 10993-7
Etterlevelse av regelverk:	Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, MDR Class Is
Samsvar med produktstandarder:	EN ISO 11135, EN ISO 13795
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produktdel	Råmateriale og egenskaper
Hovedmateriale	100 % PEVA, gjennomsiktig
Sil	PE/PET non-woven, hvit
Ventil til væskeoppsamlingspose	PE, hvit
Wire til væskeoppsamlingspose	Metall, belagt med PE

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	250 x 390
Dispenserpakning	TCF eller ECF kvalitet	285 x 242 x 287
Transportkartong	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Emballasjetape	Gjennomsiktig	N/A

Strekkoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
1873	06438129111750	06438129311754	06438129511758

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.

