

SELEFA® Gaskompresser

REF: 22219512, 22219513, 22219523, 22219524, 22219534, 22219535, 22219545, 22219546

SELEFA® gaskompresser er primært ment for å dekke eller rense og absorbere blod og sårveske fra sår og skrubbsår. De kan også brukes til ikke invasive medisinske prosedyrer, som sårpolstring, tørking, beskyttelse, hud- og sårpleie eller som sekundær bandasje. Gode absorberende egenskaper og i samsvar med EN 14079 for å sikre høy kvalitet på bomullsgasbind.

Nøkkelegenskaper

- ▶ 100% bomull
- ▶ Miljøvennlig bleket (ingen klor)
- ▶ 17 tråder per cm²



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
22219512	Gaskompresser, usterile, Hvit	5x5 cm 12-lags	100 / 5000
22219513	Gaskompresser, usterile, Hvit	5x5 cm 8-lags	100 / 5000
22219523	Gaskompresser, usterile, Hvit	7,5x7,5 cm 12-lags	100 / 5000
22219524	Gaskompresser, usterile, Hvit	7,5x7,5 cm 8-lags	100 / 5000
22219534	Gaskompresser, usterile, Hvit	10x10 cm 12-lags	100 / 5000
22219535	Gaskompresser, usterile, Hvit	10x10 cm 8-lags	100 / 5000
22219545	Gaskompresser, usterile, Hvit	10x20 cm 12-lags	100 / 2000
22219546	Gaskompresser, usterile, Hvit	10x20 cm 8-lags	100 / 3000

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class I

Samsvar med produktstandarder:

EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produktdel

Råmateriale og egenskaper

Hovedmateriale

100% gaskompresser i bomull, hvit

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	N/A	N/A
Dispenserpakning	Medisinsk papir	22219512: 50 x 50 x 170 22219513: 200 x 100 x 170 22219523: 50 x 50 x 160 22219524: 50 x 50 x 120 22219534: 75 x 75 x 170 22219535: 75 x 75 x 120 22219545: 100 x 100 x 170 22219546: 100 x 100 x 130
Transportkartong	Kartong	22219512: 260 x 260 x 350 22219513: 415 x 520 x 355 22219523: 265 x 270 x 335 22219524: 265 x 270 x 255 22219534: 390 x 395 x 355 22219535: 390 x 395 x 255 22219545: 515 x 520 x 355 22219546: 515 x 520 x 275
Emballasjetape	Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
22219512	N/A	06438129351835	06438129551839
22219513	N/A	06438129352252	06438129552256
22219523	N/A	06438129351842	06438129551846
22219524	N/A	06438129352269	06438129552263
22219534	N/A	06438129351859	06438129551853
22219535	N/A	06438129352276	06438129552270
22219545	N/A	06438129351866	06438129551860
22219546	N/A	06438129352283	06438129552287

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.