

SELEFA® runde sterile gastupfere

REF: 222254

SELEFA® runde sterile gastupfere er svært absorberende svamper som har et bredt bruksområde, for eksempel: hudrens, sårrens, tørking, væske- og fuktabsorpsjon, beskyttelse, desinfisering osv. Har gode absorberende egenskaper og er produsert i henhold til EN 14079-standarden for å sikre gastupfere i bomull av høy kvalitet. Den kompakte sammenleggingen holder produktets utforming stabil.

Nøkkelegenskaper

- ▶ 100 % bomull
- ▶ Miljøvennlig bleking (klorfri)
- ▶ Sterilisert med EO
- ▶ Brukervennlig emballasje
- ▶ 17 tråder per cm²




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
222254	Runde gastupfere, 5-pakning, sterile	Ø 70 mm	100 / 800

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

Samsvar med produktstandarder:

EN 14079, EN ISO 11135:2014/A1:2019, EN ISO 11737-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt del

Råmateriale og egenskaper

Hovedmateriale

100 % gastupfere i bomull, hvite

Elastisk ring

Silikonbasert elastikk

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	133 x 135
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	260 x 135 x 250
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	530 x 280 x 510
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
222254	06438129151374	06438129351378	06438129551372

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.