

SELEFA® gaskompresser, sterile

REF: 2222702, 2222705, 2222722, 2222725, 2222742, 2222745, 2222762, 2222765, 222294, 222295, 222296, 222298, 222299, 222300

SELEFA® sterile gaskompresser er primært ment for å dekke til eller rense og absorbere blod og sårveske fra sår og skrubbsår. Kan også brukes til ikke-invasive medisinske prosedyrer som sårpolstring, tørking, beskyttelse, rensing av hud og sår eller som sekundærbandasje. Har gode absorberende egenskaper og er produsert i henhold til EN 14079-standarden for å sikre gastupfere i bomull av høy kvalitet.

Nøkkelegenskaper

- ▶ 100 % bomull
- ▶ Miljøvennlig bleking (klorfri)
- ▶ 17 tråder per cm²
- ▶ Brettete kanter for å hindre løse tråder
- ▶ Sterilisert med EO
- ▶ Brukervennlig emballasje




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
2222702	Gaskompresser 2-pakning, 8-lags, sterile, Hvit	5x5 cm	120 / 2400
2222705	Gaskompresser, 5-pakning, 8-lags, sterile, Hvit	5x5 cm	125 / 2500
2222722	Gaskompresser 2-pakning, 8-lags, sterile, Hvit	7,5x7,5 cm	120 / 2400
2222725	Gaskompresser 5-pakning, 8-lags, sterile, Hvit	7,5x7,5 cm	125 / 2500
2222742	Gaskompresser 2-pakning, 8-lags, sterile, Hvit	10 x 10 cm	120 / 2160
2222745	Gaskompresser, 5-pakning, 8-lags, sterile, Hvit	10x10 cm	125 / 2250
2222762	Gaskompresser 2-pakning, 12-lags, sterile, Hvit	10x20 cm	40 / 720
2222765	Gaskompresser, 5-pakning, 12-lags, sterile, Hvit	10x20 cm	40 / 720
222294	Gaskompresser, 5-pakning, 12-lags, sterile, Hvit	10x10 cm	80 / 1280
222295	Gaskompresser, 5-pakning, 12-lags, sterile, Hvit	7,5x7,5 cm	80 / 1600
222296	Gaskompresser, 5-pakning, 12-lags, sterile, Hvit	5x5 cm,	80 / 1600
222298	Gaskompresser, 5-pakning, 8-lags, sterile, Hvit	20x80 cm	25 / 150
222299	Gaskompresser, 5-pakning, 8-lags, sterile, Hvit	10x60 cm	65 / 390
222300	Gaskompresser, 5-pakning, 8-lags, sterile, Hvit	10x10 cm	150 / 2400

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen: Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk: Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class Is

Samsvar med produktstandarder: EN 14079, EN ISO 11135, EN ISO 11737-1

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt del	Råmateriale og egenskaper
Hovedmateriale	100 % gastupfere i bomull, hvite

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	2222702: 75 x 90
		2222705: 75 x 90
		2222722: 100 x 114
		2222725: 100 x 114
		2222742: 133 x 135
		2222745: 133 x 135
		2222762: 133 x 241
		2222765: 133 x 241
		222294: 133 x 135
		222295: 100 x 114
		222296: 75 x 90
		222298: 133 x 240
		222299: 133 x 240
222300: 133 x 135		
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2222702: 90 x 78 x 145
		2222705: 90 x 78 x 145
		2222722: 115 x 95 x 145
		2222725: 115 x 95 x 145
		2222742: 135 x 130 x 145
		2222745: 135 x 130 x 145
		2222762: 250 x 130 x 90
		2222765: 250 x 130 x 90
		222294: 135 x 130 x 145
		222295: 115 x 95 x 145
		222296: 90 x 78 x 145
		222298: 240 x 130 x 210
		222299: 240 x 130 x 210
222300: 140 x 135 x 160		
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2222702: 400 x 190 x 300
		2222705: 400 x 190 x 300
		2222722: 600 x 200 x 300
		2222725: 600 x 200 x 300
		2222742: 400 x 300 x 420
		2222745: 400 x 300 x 420
		2222762: 400 x 280 x 510
		2222765: 400 x 280 x 510
		222294: 540 x 320 x 500
		222295: 540 x 320 x 500
		222296: 410 x 250 x 450
		222298: 400 x 250 x 430
		222299: 400 x 250 x 430
222300: 550 x 330 x 290		
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
2222702	06438129150971	06438129350975	06438129550979
2222705	06438129151015	06438129351019	06438129551013
2222722	06438129150988	06438129350982	06438129550986
2222725	06438129151022	06438129351026	06438129551020
2222742	06438129150995	06438129350999	06438129550993
2222745	06438129151039	06438129351033	06438129551037
2222762	06438129151008	06438129351002	06438129551006
2222765	06438129151046	06438129351040	06438129551044
222294	06438129151442	06438129351446	06438129551440
222295	06438129151459	06438129351453	06438129551457
222296	06438129151466	06438129351460	06438129551464
222298	06438129151473	06438129351477	06438129551471
222299	06438129151480	06438129351484	06438129551488
222300	06438129151497	06438129351491	06438129551495

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.