

SELEFA® Optimia gasbind, firkantet

REF: 222301, 222302, 222303, 222304, 222305

SELEFA® Optimia gasbind er primært ment å dekke til eller rense og absorbere blod og sårveske fra sår og skrubbsår. Kan også brukes til ikke-invasive medisinske prosedyrer som sårpolstring, tørking, beskyttelse, rensing av hud og sår eller som sekundærbandasje. Har gode absorberende egenskaper og er produsert i henhold til EN 14079-standarden for å sikre gastupfere i bomull av høy kvalitet.

Nøkkelegenskaper

- ▶ 100 % bomull
- ▶ Miljøvennlig bleking (klorfri)
- ▶ Ubrettet
- ▶ Kan sterilliseres med EO
- ▶ Utmerket absorpsjon
- ▶ 20 tråder per cm²



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
222301	Optimia gasbind, firkanter, Hvit	15x15 cm	500 / 10000
222302	Optimia gasbind, firkanter, Hvit	20x20 cm	500 / 10000
222303	Optimia gasbind, firkanter, Hvit	30x30 cm	500 / 5000
222304	Optimia gasbind, firkanter, Hvit	40x40 cm	500 / 4000
222305	Optimia gasbind, firkanter, Hvit	50x50 cm	250 / 2500

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class I

Samsvar med produktstandarder:

EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produktdel

Råmateriale og egenskaper

Hovedmateriale

100 % gastufere i bomull, hvite

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	N/A	N/A
Dispenserpakning	Medisinsk papir, Hvit	222301: 150 x 150 x 100 222302: 200 x 200 x 100 222303: 300 x 300 x 100 222304: 400 x 400 x 100 222305: 500 x 500 x 100
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	222301: 340 x 340 x 500 222302: 430 x 430 x 500 222303: 630 x 320 x 500 222304: 830 x 420 x 420 222305: 520 x 520 x 500
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
222301	N/A	06438129354188	06438129554182
222302	N/A	06438129354195	06438129554199
222303	N/A	06438129354201	06438129554205
222304	N/A	06438129354218	06438129554212
222305	N/A	06438129354225	06438129554229

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.