

Nonwoven kompresser REF 22319512, 22319523, 22319534, 22319545, osterila

Version: 18.01.2013, rev 2

Printed 10.7.2015

REF	Beskrivning	Storlek	Lager
22319512	Kompress NW	5 x 5 cm	4
22319523	Kompress NW	7,5 x 7,5 cm	4
22319534	Kompress NW	10 x 10 cm	4
22319545	Kompress NW	10 x 20 cm	4

NATURAL LATEX FREE



REF 22319512

Material:	viskos/polyester nonwoven																									
REACH föreskrifter:	Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).																									
Egenskaper:	NW kompress med lågt fibersläpp. Många användningsområden: sårrengöring, torkning, absorption, skydd etc																									
Hållbarhetstid:	5 år																									
Antal/förpackning/förpackningsstorlekar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>st/ fp</th> <th>st/ kartong</th> <th>mått Fp cm</th> <th>mått kartong cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22319512</td> <td>100</td> <td>6000</td> <td>5x5x10</td> <td>51x16x21</td> </tr> <tr> <td>22319523</td> <td>100</td> <td>7500</td> <td>7,5x7,5x10</td> <td>51x23,5x38,5</td> </tr> <tr> <td>22319534</td> <td>100</td> <td>5400</td> <td>10x10x10</td> <td>61x31x31</td> </tr> <tr> <td>22319545</td> <td>100</td> <td>2700</td> <td>10x20x10</td> <td>61x31x31</td> </tr> </tbody> </table>	REF	st/ fp	st/ kartong	mått Fp cm	mått kartong cm	22319512	100	6000	5x5x10	51x16x21	22319523	100	7500	7,5x7,5x10	51x23,5x38,5	22319534	100	5400	10x10x10	61x31x31	22319545	100	2700	10x20x10	61x31x31
REF	st/ fp	st/ kartong	mått Fp cm	mått kartong cm																						
22319512	100	6000	5x5x10	51x16x21																						
22319523	100	7500	7,5x7,5x10	51x23,5x38,5																						
22319534	100	5400	10x10x10	61x31x31																						
22319545	100	2700	10x20x10	61x31x31																						
MBA (minsta beställningsbara enhet):	Transportkartong																									
Innerförpackning:	ECF (eller TCF) cellulosa																									
Transportkartong:	ECF (eller TCF) cellulosa																									
Packtejp:	PVC-fri																									
I enlighet med legala krav:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I																									
Kvalitetsstandard:	Produkten är tillverkad i överensstämmelse med ISO13485																									

Nonwoven kompresser REF 22319512, 22319523, 22319534, 22319545, osterila

Version: 18.01.2013, rev 2

Printed 10.7.2015

Etikettinformation:	I enlighet med EN 15223-1 och EN 1041
Förvaringsrekommendationer:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	I enlighet med lokala instruktioner-

Streckkoder:	Innerförpackning	Transportkartong
22319512	6438129351910 22319512 dispenser  6 438129 351910	6438129551914 22319512 carton  6 438129 551914
22319523	6438129351927 22319523 dispenser  6 438129 351927	6438129551921 22319523 carton  6 438129 551921
22319534	6438129351934 22319534 dispenser  6 438129 351934	6438129551938 22319534 carton  6 438129 551938
22319545	6438129351941 22319545 dispenser  6 438129 351941	6438129551945 22319545 carton  6 438129 551945