



## evercare<sup>®</sup> XP Special operasjonsfrakker, sterile

REF: 2534, 2535, 2537, 2539, 2540, 2544, 2545, 2547, 2549, 2550

evercare<sup>®</sup> XP Special operasjonsfrakker er egnet for prosedyrer med middels til store væskemengder. Laget i et mykt SMS-materiale som har gjennomgått antistatisk og alkoholavvisende behandling for økt brukerbeskyttelse. evercare<sup>®</sup> XP Special er forsterket med et pustende materiale i den kritiske sonen, foran og på ermene, for å maksimere beskyttelsen mot kontaminering av operasjonssåret og for å beskytte brukeren ved våte prosedyrer. Alle evercare<sup>®</sup> operasjonsfrakker danner en effektiv barriere mot kroppsvæsker, hudpartikler og mikrober og er utviklet for optimal komfort og bevegelsesfrihet. Den regulerbare borrelåsen i nakken gir optimal passform. Frakken er sterilisert med EO-gass og pakket i poser som er enkle å åpne. Toppmoderne emballasjesystem med praktisk funksjonell dispenser og merking. Enkeltpakninger leveres med avtakbare etiketter med strekkode for bedre sporbarhet.

### Nøkkelegenskaper

- ▶ God beskyttelse og ekstra komfort, antistatisk og alkoholavvisende materiale
- ▶ Ultrasoniske, varmforslede sømmer på ermer og skuldre gir økt komfort ved å redusere overfløydige materialer som forårsaker ubehag
- ▶ Frakk med overlappende rygg og justerbar borrelås i nakken gir optimal passform og mulighet for individuell tilpasning.
- ▶ Tydelig merket med størrelse og type.
- ▶ Belteholder med tydelige indikasjoner på steril/usteril for sikker påkledning.
- ▶ Bokbretting gjør det mulig å pakke ut og ta på uten risiko for kontaminering.
- ▶ SMS-materiale med lav loing og svært høy slitestyrke




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
2534	XP Special operasjonsfrakk, steril, Blå	M-kort, Lengde 120 cm	21 / 42
2535	XP Special operasjonsfrakk, steril, Blå	M, Lengde 131 cm	20 / 40
2537	XP Special operasjonsfrakk, steril, Blå	L, Lengde 142 cm	20 / 40
2539	XP Special operasjonsfrakk, steril, Blå	XL, Lengde 152 cm	18 / 36
2540	XP Special operasjonsfrakk, steril, Blå	XXL, Lengde 160 cm	18 / 36
2544	XP Special operasjonsfrakk med håndklær, steril, Blå	M-kort, Lengde 120 cm	21 / 42
2545	XP Special operasjonsfrakk med håndklær, steril, Blå	M, Lengde 131 cm	20 / 40
2547	XP Special operasjonsfrakk med håndklær, steril, Blå	L, Lengde 142 cm	20 / 40
2549	XP Special operasjonsfrakk med håndklær, steril, Blå	XL, Lengde 152 cm	18 / 36
2550	XP Special operasjonsfrakk med håndklær, steril, Blå	XXL, Lengde 160 cm	18 / 36

Salgsenhet: Transportkartong

# Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



**REACH-forordningen:** Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

**Biologisk evaluering:** EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

**Etterlevelse av regelverk:** Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class Is

**Samsvar med produktstandarder:** EN ISO 11135, EN 13795-1 High performance

**Kvalitetsstandarder:** EN ISO 13485

**Etikettinformasjon og emballasje:** EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

## Materiale

Produktdel	Råmateriale og egenskaper
Hoveddel, ermer, belte	PP SMS non-woven, blå
Forsterket erme og front	PP non-woven/pustende PE-film, hvit
Mansjett	PES, ribbestrikket stoff
Halslinning	PP spinnbundet non-woven, hvit
Borrelåsbånd	PA, vevd bånd med borrelås
Belteholder	Cellulosepulp (ECF), hvit
Benkepapir	Pulp (ECF), hvit
Sytråd	PES, hvit
Håndkle	2pcs, Kraftpapir, hvitt

## Advarsler og anbefalinger

### Advarsler

Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.

### Anbefalt oppbevaring

Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.

### Anbefalt kassering

Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter

### Holdbarhet

5 år

## Forpakkingsinformasjon

### Forpakning

### Materiale

### Størrelse ( L x B x H ) mm

### Enkeltpakning

Medisinsk papir, PP/PE film

242 x 334

### Dispenserpakning

Kartong, TCF eller ECF kvalitet

2534: 381 x 279 x 320  
2535: 381 x 279 x 320  
2537: 381 x 279 x 320  
2539: 381 x 279 x 320  
2540: 381 x 279 x 370  
2544: 381 x 279 x 320  
2545: 381 x 279 x 320  
2547: 381 x 279 x 370  
2549: 381 x 279 x 370  
2550: 381 x 279 x 370

### Transportkartong

Kartong, TCF eller ECF kvalitet

2534: 574 x 401 x 330  
2535: 574 x 401 x 330  
2537: 574 x 401 x 330  
2539: 574 x 401 x 330  
2540: 574 x 401 x 380  
2544: 574 x 401 x 330  
2545: 574 x 401 x 330  
2547: 574 x 401 x 380  
2549: 574 x 401 x 380  
2550: 574 x 401 x 380

### Emballasjetape

PVC-fri, Gjennomsiktig

N/A

## Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
2534	06438129112238	06438129312232	06438129512236
2535	06438129112245	06438129312249	06438129512243
2537	06438129112252	06438129312256	06438129512250
2539	06438129112269	06438129312263	06438129512267
2540	06438129112276	06438129312270	06438129512274
2544	06438129112283	06438129312287	06438129512281
2545	06438129112290	06438129312294	06438129512298
2547	06438129112306	06438129312300	06438129512304
2549	06438129112313	06438129312317	06438129512311
2550	06438129112320	06438129312324	06438129512328

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.