

evercare® sterile operasjonskompresser i gasvev med røntgentråd


REF: 3206-01

evercare® sterile operasjonskompresser i gasvev med røntgentråd og med fargekoder for enkel produktidentifisering og numerisk kontrollsystem for tellehjelp. Kontrollsystemet inneholder følgende informasjon: fargekode, REF-nummer, produktets tørrvekt, antall enkeltkompresser, størrelsen på kompressene, materialer og partinummer. Som en del av produksjonsprosessen telles og kontrolleres produktene av en metaldetektor, og materialet støvsuges for å minimere løse tråder. Inkluderer ekstra non-woven pose under den sterile barrieren, for å legge til rette for aseptisk teknikk når de tas ut av posen og for å holde produktene på plass.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Røntgendetekerbar
- ▶ Sterilisert med EO
- ▶ Numerisk kontrollsystem
- ▶ Fargekodesystem for enkel produktidentifisering
- ▶ Pakket i en forseglet, lofri emballasje som er lett å åpne
- ▶ Høy oppsugingsevne
- ▶ Røntgentråd trygt festet til gasvevet
- ▶ Røntgentråd uten PVC og ftalater
- ▶ Alle kanter er trygt brettet for å minimere løse tråder
- ▶ Batchnummer på hvert kontrollkort
- ▶ Enkelt å åpne enkeltpakningen



REF	Beskrivelse	Fargekoding	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
3206-01	Operasjonskompress, røntgentråd, 12-lags, 5-pakning, steril, Oransje		10x10 cm	100 / 600

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

Samsvar med produktstandarder:

EN 14079, EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Gasvev	100 % bomull, 17 tråder/cm ² , hvite
Røntgendetekterbar tråd	PP, DEHP-fri, PVC-fri, ftalatfri røntgentråd (med bariumsulfat), svart
Indre omslag	PP spinnbundet non-woven, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Kontroller alltid antallet av artikler før bruk. Hvis antallet ikke stemmer med det angitte antallet på emballasjen, må du ikke bruke produktet.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	150 x 185
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	185 x 155 x 250
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	262 x 570 x 325
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
3206-01	06438129122251	06438129322255	06438129522259

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.