

evercare[®] sterile operasjonskompresser i gasvev med røntgentråd





REF: 3217-01, 3218-01, 3219-01, 3220-01

evercare[®] sterile operasjonskompresser i gasvev med røntgentråd er operasjonskompresser av høy kvalitet av gasvev. De har fargekoder for enkel produktidentifisering og numerisk kontrollsystem for tellehjelp. Kontrollsystemet inneholder følgende informasjon: fargekode, REF-nummer, produktets tørrvekt, antall enkeltkompresser, størrelsen på kompressene, materialer og partinummer. Som en del av produksjonsprosessen telles og kontrolleres produktene av en metaldetektor, og materialet støvsuges for å minimere løse tråder. Inkluderer ekstra non-woven pose under den sterile barrieren, for å legge til rette for aseptisk teknikk når de tas ut av posen og for å holde produktene på plass.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Røntgendetekerbar
- ▶ Sterilisert med EO
- ▶ Numerisk kontrollsystem
- ▶ Fargekodesystem for enkel produktidentifisering
- ▶ Pakket i en forseglet, lofri emballasje som er lett å åpne
- ▶ Høy oppsugingsevne
- ▶ Røntgentråd trygt festet til gasvevet
- ▶ Røntgentråd uten PVC og ftalater
- ▶ Sydde kanter




REF	Beskrivelse	Fargekoding	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
3217-01	Operasjonskompresser, røntgentråd, gas, sydd, 4-lags, 5-pakning, sterile, Lilla		10x60 cm	120 / 720
3218-01	Operasjonskompresser, røntgentråd, gas, sydd, 8-lags, 5-pakning, sterile, Grøn		10x60 cm	65 / 390
3219-01	Operasjonskompresser, røntgentråd, gas, sydd, 12-lags, 5-pakning, sterile, Rød		10x60 cm	50 / 300
3220-01	Operasjonskompresser, røntgentråd, gas, sydd, 12-lags, 5-pakning, sterile, Oransje		10x10 cm	100 / 600

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

Samsvar med produktstandarder:

EN ISO 11135, EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Gasvev	100 % bomull, 17 tråder/cm ² , hvite
Røntgendetekterbar tråd	PP, DEHP-fri, PVC-fri, ftalatfri røntgentråd (med bariumsulfat), svart
Sytråd	100 % bomull, hvit
Indre omslag	PP spinnbundet non-woven, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Kontroller alltid antallet av artikler før bruk. Hvis antallet ikke stemmer med det angitte antallet på emballasjen, må du ikke bruke produktet.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	3217-01: 150 x 280 3218-01: 150 x 280 3219-01: 150 x 280 3220-01: 150 x 185
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3217-01: 273 x 155 x 250 3218-01: 273 x 155 x 250 3219-01: 273 x 155 x 250 3220-01: 185 x 155 x 250
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3217-01: 285 x 520 x 480 3218-01: 285 x 520 x 480 3219-01: 285 x 520 x 480 3220-01: 262 x 570 x 325
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
3217-01	06438129119473	06438129319477	06438129519471
3218-01	06438129119480	06438129319484	06438129519488
3219-01	06438129119497	06438129319491	06438129519495
3220-01	06438129119503	06438129319507	06438129519501

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.