

evercare® elastisk fikseringsbandasje Crepe

REF: 4161-01, 4162-01, 4163-01, 4164-01, 4165-01

evercare® elastisk fikseringsbandasje Crepe er elastisk med myk og porøs struktur. Bandasjen er enkel å applisere, formbar og behagelig å bruke på grunn av luftgjennomtrengeligheten og mykheten. Takket være veveteknikken og nøye utvalgte råmaterialer kan bandasjene brukes til fiksering av de fleste bandasjer, spesielt for ledd og runde kroppsdeler, samt mindre medisinsk utstyr til pasientens kropp. Emballasjen er designet for enkel produktidentifikasjon.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Med vevde kanter for å minimere løse tråder
- ▶ Fiksering av alle typer bandasjer, spesielt for ledd og runde kroppsdeler
- ▶ Myk og behagelig
- ▶ Kreppestruktur for ekstra sklissikker funksjon
- ▶ 90 % elastisitet
- ▶ 100 % polyester




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
4161-01	Elastisk fikseringsbandasje Crepe, polyester, Hvit	4 cm x 4 m	20 / 600
4162-01	Elastisk fikseringsbandasje Crepe, polyester, Hvit	6 cm x 4 m	20 / 560
4163-01	Elastisk fikseringsbandasje Crepe, polyester, Hvit	8 cm x 4 m	20 / 480
4164-01	Elastisk fikseringsbandasje Crepe, polyester, Hvit	10 cm x 4 m	20 / 400
4165-01	Elastisk fikseringsbandasje Crepe, polyester, Hvit	12 cm x 4 m	20 / 320

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-10
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
Samsvar med produktstandarder:	DIN 61632, DIN 61634, EN 1049-2
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Bandasje	100 % polyester, hvit, ikke utstrukket lengde 2 m, utstrukket lengde 4 m, forlengelse ca. 90 %, elastisitet ca. 80 %

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelpakning	N/A	N/A
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4161-01: 165 x 45 x 135 4162-01: 165 x 65 x 135 4163-01: 165 x 85 x 135 4164-01: 165 x 105 x 135 4165-01: 165 x 125 x 135
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4161-01: 425 x 350 x 245 4162-01: 485 x 350 x 290 4163-01: 540 x 350 x 290 4164-01: 550 x 350 x 290 4165-01: 520 x 350 x 290
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekkoder / UDI-DI

REF	Enkelpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
4161-01	N/A	06438129320992	06438129520996
4162-01	N/A	06438129321005	06438129521009
4163-01	N/A	06438129321012	06438129521016
4164-01	N/A	06438129321029	06438129521023
4165-01	N/A	06438129321036	06438129521030

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.