

evercare® elastisk fikseringsbind Selexif

REF: 4181-01, 4182-01, 4183-01, 4184-01, 4185-01

evercare® elastisk fikseringsbind Selexif er elastisk med myk og porøs struktur. Bandasjen er enkel å applisere, formbar og behagelig å bruke på grunn av luftgjennomtrengeligheten og mykheten. Takket være veveteknikken og nøye utvalgte råmaterialer kan bandasjene brukes til fiksering av de fleste bandasjer, spesielt for ledd og runde kroppsdeler, samt mindre medisinsk utstyr til pasientens kropp. Emballasjen er designet for enkel produktidentifikasjon.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Med vevde kanter for å minimere løse tråder
- ▶ Fiksering av alle typer bandasjer, spesielt for ledd og runde kroppsdeler
- ▶ Myk og behagelig
- ▶ Sklisikker passform
- ▶ 90 % elastisitet
- ▶ 100 % polyester



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
4181-01	Elastisk fikseringsbind Selexif, polyester, usteril, Hvit	4 cm x 4 m	20 / 600
4182-01	Elastisk fikseringsbind Selexif, polyester, usteril, Hvit	6 cm x 4 m	20 / 560
4183-01	Elastisk fikseringsbind Selexif, polyester, usteril, Hvit	8 cm x 4 m	20 / 480
4184-01	Elastisk fikseringsbind Selexif, polyester, usteril, Hvit	10 cm x 4 m	20 / 400
4185-01	Elastisk fikseringsbind Selexif, polyester, usteril, Hvit	12 cm x 4 m	20 / 320

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-10
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
Samsvar med produktstandarder:	DIN 61632, DIN 61634, EN 1049-2
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Bandasje	100 % polyester, hvit, ikke utstrukket lengde 2 m, utstrukket lengde 4 m, forlengelse ca. 100 %, elastisitet ca. 80 %

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	N/A	N/A
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4181-01: 165 x 45 x 135 4182-01: 165 x 65 x 135 4183-01: 165 x 85 x 135 4184-01: 165 x 105 x 135 4185-01: 165 x 125 x 135
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4181-01: 425 x 350 x 245 4182-01: 485 x 350 x 290 4183-01: 540 x 350 x 290 4184-01: 550 x 350 x 290 4185-01: 520 x 350 x 290
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekkoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
4181-01	N/A	06438129321333	06438129521337
4182-01	N/A	06438129321340	06438129521344
4183-01	N/A	06438129321357	06438129521351
4184-01	N/A	06438129321364	06438129521368
4185-01	N/A	06438129321371	06438129521375

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.