

## evercare® elastisk støttebandasje

REF: 4251, 4252, 4253, 4254, 4255

evercare® elastisk støttebandasje er elastisk med myk og porøs struktur, har høy gjennomtrengelighet og er behagelig å ha på. Takket være veveteknikken og nøye utvalgte råmaterialer kan bandasjene brukes til støtte, fiksering av de fleste bandasjer, spesielt for ledd og runde kroppsdeler, samt mindre medisinsk utstyr til pasientens kropp. Bandasjen forblir stabil når den påføres, og lagene glir ikke. Emballasjen er designet for enkel produktidentifikasjon.

### Nøkkelegenskaper

- ▶ Fiksering av sårbandasjer, spesielt på ledd og runde kroppsdeler
- ▶ For støtte, f.eks. etter fjerning av plaster og behandling av ødem
- ▶ Resistent mot salver
- ▶ Bandasje med vevde kanter
- ▶ Myk og behagelig
- ▶ Lett støttebandasje
- ▶ 60 % elastisitet
- ▶ 65 % bomull og 35 % polyamid




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
4251	Elastisk støttebandasje, bomull og polyamid	6 cm x 4 m	10 / 280
4252	Elastisk støttebandasje, bomull og polyamid	8 cm x 4 m	10 / 240
4253	Elastisk støttebandasje, bomull og polyamid	10 cm x 4 m	10 / 200
4254	Elastisk støttebandasje, bomull og polyamid	12 cm x 4 m	10 / 160
4255	Elastisk støttebandasje, bomull og polyamid	15 cm x 4 m	10 / 120

Salgsenhet: Transportkartong

## Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



### REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

### Samsvar med produktstandarder:

DIN 61632, DIN 61634

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiale

### Produkt del

### Råmateriale og egenskaper

### Bandasje

65 % bomull og 35 % polyamid, naturhvit, ikke utstrukket lengde 2,5 m, ustrukket lengde 4 m, forlengelse ca. 50 %, elastisitet ca. 85 %

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefalt oppbevaring</b>	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefalt kassering</b>	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
<b>Holdbarhet</b>	5 år

## Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkelpakning</b>	N/A	N/A
<b>Dispenserpakning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4251: 205 x 85 x 65 4252: 205 x 85 x 85 4253: 205 x 85 x 105 4254: 205 x 85 x 125 4255: 205 x 85 x 155
<b>Transportkartong</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4251: 475 x 360 x 225 4252: 530 x 360 x 225 4253: 545 x 360 x 225 4254: 520 x 360 x 225 4255: 485 x 360 x 225
<b>Emballasjetape</b>	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

## Strekoder / UDI-DI

REF	Enkelpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
<b>4251</b>	N/A	06438129314878	06438129514872
<b>4252</b>	N/A	06438129314885	06438129514889
<b>4253</b>	N/A	06438129314892	06438129514896
<b>4254</b>	N/A	06438129314908	06438129514902
<b>4255</b>	N/A	06438129314915	06438129514919

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.