

evercare® Ideal, steril elastisk støttebandasje

REF: 4276-01, 4277-01, 4278-01, 4279-01, 4280-01

evercare® steril elastisk støttebandasje, Ideal, laget av 100 % bomullsfibre har utmerkede elastiske egenskaper. Ideelt egnet for fiksering av sårbandasjer, spesielt på ledd, fiksering av skinner, kompresjon ved ødembehandling. Den sterile Ideal-bandasjen kan også brukes som støtte etter fjerning av gips, samt som støtte ved amputasjon og leddbåndskader.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Fiksering av sårbandasjer, spesielt på ledd og runde kroppsdeler
- ▶ For støtte, f.eks. etter fjerning av plaster og behandling av ødem
- ▶ Resistent mot salver
- ▶ Bandasje med vevde kanter
- ▶ Myk og behagelig
- ▶ Støtte ved amputasjon og leddbåndskader
- ▶ 95 % elastisitet
- ▶ 100 % bomull
- ▶ Sterilisert med EO
- ▶ Enkeltpakket i "peel-open"-pakning




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
4276-01	Elastisk støttebandasje, Ideal, bomull, enkeltpakning, steril	6 cm x 4 m	20 / 80
4277-01	Elastisk støttebandasje, Ideal, bomull, enkeltpakning, steril	8 cm x 4 m	20 / 80
4278-01	Elastisk støttebandasje, Ideal, bomull, enkeltpakning, steril	10 cm x 4 m	20 / 80
4279-01	Elastisk støttebandasje, Ideal, bomull, enkeltpakning, steril	12 cm x 4 m	20 / 80
4280-01	Elastisk støttebandasje, Ideal, bomull, enkeltpakning, steril	15 cm x 4 m	20 / 80

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-10
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
Samsvar med produktstandarder:	DIN 61632, DIN 61634, EN 1049-2
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Bandasje	100 % bomull, naturhvit, ikke utstrukket lengde 2 m, utstrukket lengde 4 m, forlengelse ca. 95 %, elastisitet ca. 80 %

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	4276-01: 100 x 114 4277-01: 100 x 160 4278-01: 100 x 160 4279-01: 100 x 195 4280-01: 100 x 210
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4276-01: 300 x 110 x 190 4277-01: 300 x 160 x 190 4278-01: 300 x 160 x 190 4279-01: 300 x 190 x 190 4280-01: 300 x 210 x 190
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4276-01: 400 x 320 x 250 4277-01: 400 x 320 x 350 4278-01: 400 x 320 x 350 4279-01: 400 x 320 x 410 4280-01: 400 x 320 x 450
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekkode / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
4276-01	06438129121841	06438129321845	06438129521849
4277-01	06438129121858	06438129321852	06438129521856
4278-01	06438129121865	06438129321869	06438129521863
4279-01	06438129121872	06438129321876	06438129521870
4280-01	06438129121889	06438129321883	06438129521887

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.