

SELEFA® trekantet slynge

REF: 222416

Enkelt armslynge laget av nonwoven polypropylen, ment for å støtte og immobilisere underarm, overarm og håndledd ved skade.



Nøkkelegenskaper

- ▶ Mykt non-woven-materiale som er behagelig mot huden
- ▶ Typisk brukt for å holde armen flatt på brystet
- ▶ Pakket i individuell PE-pose

REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
222416	Trekantet slynge, non-woven, hvit, Hvit	95 x 95 x 135 cm	1 / 50

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

N/A



Not made with natural rubber latex



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 20417

Materiale

Produkt del

Råmateriale og egenskaper

Trekantet slynge

100 % PP non-woven, hvit

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Gjenbruk kan føre til infeksjon eller anden sykdom.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	PE plastfolie	105 x 165
Dispenserpakning	N/A	N/A
Transportkartong	TCF kvalitet	340 x 205 x 140
Emballasjetape	PVC-fri	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
222416	6438129155501	N/A	6438129555509

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.