

# Qufora Urinpåsar

## Benpåse med flerkammersystem



### Qufora Urinpåsar

Qufora urinpåsar har tagits fram med tanke på användarens behov. Vi vill inte bara underlätta det vardagliga arbetet för personalen på sjukhus och institutioner – utan också göra livet lättare för användarna genom att göra vår urinpåse så bekväm och säker som möjligt.

En modern design och tillförlitliga egenskaper gör dem till det rätta valet för användare med höga förväntningar och krav på vardagliga ting.

Alla Qufora urinpåsar levereras i singel-pack, praktiskt och hygieniskt.

### Qufora Benpåse

Qufora benpåsar är nya och innovativa!

Benpåsens form följer benets konturer, flerkammar-system gör att påsen inte syns genom kläderna – ens när den är full.

Den mjuka, nonwovenklädda, baksidan är bekväm även under varma dagar.

# Benpåser med flerkammersystem

## Produktegenskaper

- Qufora benpåsar är utrustade med en universalkoppling. Detta gör det enkelt att koppla påsen till exempelvis kateter eller urindropsamlare.
- Den diskreta, mjuka slangen ger maximal rörlighet.
- Backventilen förhindrar att urin rinner tillbaka i slangen vilket skulle kunna utgöra en infektionsrisk.
- Flerkamar-systemet gör att påsen inte syns genom kläderna ens när den är full.
- För att öka komforten har påsen en baksida klädd med nonwoven-material som är mjukt mot huden.
- Singlepackad.

Den nya Q-flow ventilen är ett innovativt komplement till de välkända T- och vridventilerna. Q-flow ventilen är mycket enkel att hantera och underlättar för brukare med nedsatt handfunktion att på egen hand tömma sin urinpåse.

Benpåsen kan kopplas till en sängpåse utan att benpåsen kopplas bort. Detta minskar risken för infektion i samband med byte av urinpåse.

Qufora Benpåse finns singlepackad i såväl steril som osteril version.

### Material

Påse i PVC, baksida i nonwoven (PET), kopplingar av PP, PE, PVC, POM/LLDPE, slang i silikon.

### PRODUKTSORTIMENT:

Artikel nr	Ventil	Slang	Konnektor, övrigt	Steril	Antal i fp	Volym
11121501	T-ventil	50 cm	justerbar	Nej	1/25/100	500 ml
11151901	T-ventil	30 cm	fast + lös konnektor	Nej	1/25/100	500 ml
11161502	Q-flow	50 cm	justerbar	Nej	1/25/100	500 ml
11321501	T-ventil	50 cm	justerbar	Nej	1/25/100	750 ml
11361501	Q-flow	50 cm	justerbar	Nej	1/25/100	750 ml
12121501	T-ventil	50 cm	fast	Ja	1/25/100	500 ml
12121601	T-ventil	25 cm	fast	Ja	1/25/100	500 ml
12121701	T-ventil	2 cm	fast	Ja	1/25/100	500 ml
12161502	Q-flow	50 cm	fast + lös konnektor	Ja	1/25/100	500 ml
12161602	Q-flow	25 cm	fast + lös konnektor	Ja	1/25/100	500 ml
12161802	Q-flow	10 cm	fast + provtagningsport	Ja	1/25/100	500 ml
12321501	T-ventil	50 cm	fast	Ja	1/25/100	750 ml
12321601	T-ventil	25 cm	fast	Ja	1/25/100	750 ml
12361502	Q-flow	50 cm	fast + lös konnektor	Ja	1/25/100	750 ml
21100301	Benpåshållare - Velcro, justerbar, 60cm 2-pack			Nej	10/100	

Observera att alla artiklar inte är lagervara.

Flexibel slang med backventil



"Ögon" för fixering av påshållare



Mjuk baksidan ger hög komfort



Funktionella ventiler som är enkla att hantera med en hand



Mer information finns på [mbh-international.com](http://mbh-international.com)

### Tillverkare

MBH-international A/S  
Hejrevang 21 A  
DK-3450 Allerød  
Danmark

Tel: +45 88 300 592  
Fax: +45 88 300 593  
info@mbh-international.com  
www.mbh-international.com

ONEMED

Distributör  
OneMed Sverige AB  
Box 8255  
SE-163 08 SPÅNGA  
www.onemed.com