

Qufora Urinpåsar

Sängpåse, osteril.



Qufora Urinpåsar

Qufora urinpåsar har tagits fram med tanke på användarens behov. Vi vill inte bara underlätta det vardagliga arbetet för personalen på sjukhus och institutioner – utan också göra livet lättare för användarna genom att göra vår urinpåse så bekväm och säker som möjligt.

En modern design och tillförlitliga egenskaper gör dem till det rätta valet för användare med höga förväntningar och krav på vardagliga ting.

Qufora Sängpåsar

Qufora Sängpåsar är framtagen i samarbete med sjukhus och professionella användare med fokus på funktion och säkerhet.

Qufora Sängpåse finns i flera olika utförande och storlekar för att passa olika individuella behov.

Osterila sängpåsar

Produktegenskaper

- Qufora sängpåsar har en universalkoppling. Detta gör det exempelvis enkelt att koppla till en kateter eller urinuppsamlare till påsen
- Den stabila och flexibla kopplingsslangen ger ett säkert dränage och urinpåsen kan placeras under blåsans nivå.
- Backventilen förhindrar att urin från slangen rinner tillbaka, på så sätt före-byggs risken för infektion.
- Påsen finns i 750 ml eller 2000 ml fyllnadsvolym – görs både i icke tömbar och tömbar version med olika slanglängder.
- Qufora sängpåsar finns i olika slangdiametrar för olika ventiler.
- Påsarna finns även med friflödesventil dränage.
- Friflödesventilen är enkel att hantera med en hand och Qufora sängpåse kan tömmas hygiensiskt och säkert.
- Qufora sterila sängpåsar har alla ml-skala på utsidan för att underlätta avläsningen av urinmängden.

Qufora sängpåsar finns i flera olika versioner, sterila eller osterila. Alla sterila påsar har provtagningsmembran.

Qufora sängpåshängare och Qufora axelhängare har utvecklats speciellt för Qufora sängpåsar och finns som tillbehör. Båda är enkla att fästa vid påsen

Material

Påse i PVC, koppling i PE, PP och POM/LLDPE.

PRODUKTSORTIMENT:

Artikel nr	Volym	Ventil	Slang	Övrigt	Antal i fp
13303802	750 ml	Ej tömbar	10 cm		1/25/100
13703802	1500 ml	Ej tömbar	10 cm		1/25/100
13703902	1500 ml	Ej tömbar	35 cm		1/25/100
13703112	1500 ml	Ej tömbar	90 cm		1/25/100
13703412	1500 ml	Ej tömbar	110 cm		1/25/100
13803112	2000 ml	Ej tömbar	90 cm		1/25/100
13803412	2000ml	Ej tömbar	110cm		1/25/100
13753101	1500 ml	Free-flow T-ventil	90 cm		1/25/100
13853101	2000 ml	Free-flow T-ventil	90 cm		1/25/100
13853401	2000 ml	Free-flow T-ventil	110 cm		1/25/100
13853402	2000 ml	Free-flow T-ventil	110 cm	extra vid slang	1/25/100
13850301	2000 ml	Free-flow T-ventil	130 cm		1/25/100
21100101	Sängpåshållare, vikbar, plast				5/50
21100201	Axelhängare för sängpåshållare – justerbar, 2m				10/100

"Ögon" för fixering av påshängare



Ventil med fritt flöde och enkel hantering



Alla Qufora standard sängpåsar är styck-packade



Finns i flera versioner med och utan ventil



Mer information finns på mbh-international.com

Tillverkare

MBH-international A/S
Hejrevang 21 A
DK-3450 Allerød
Danmark

Tel: +45 88 300 592
Fax: +45 88 300 593
info@mbh-international.com
www.mbh-international.com

ONEMED

Distributör
OneMed Sverige AB
Box 8255
SE-163 08 SPÅNGA
www.onemed.com