

evercare® undersøkelseshansker, SATIN X-LONG

REF: 6520, 6521, 6522, 6523, 6524

Beskyttelses-og undersøkelseshanske i nitril til engangsbruk, ekstra lang

Nøkkelegenskaper

- ▶ Pudder-fri hanske som passer både høyre og venstre hånd og har rullekant som gir ekstra slitesterk mansjett.
- ▶ Mikro-teksturerte fingertupper gir overlegen følsomhet og forbedret grep i både våte og tørre omgivelser.
- ▶ Utmerket passform, enkle å ta på og av.
- ▶ Lang mansjett for ekstra beskyttelse av håndleddet.
- ▶ AQL 1,0, som sikrer høy kvalitet
- ▶ Meget gode virusbarriereegenskaper, beskytter mot en lang rekke kjemikalier.
- ▶ Inneholder ikke lateks eller proteiner, et godt alternativ til de som lider av type I allergier.



Anbefalinger for bruk



God beskyttelse mot smitte








Håndtering av legemidler



Pasientstell




Desinfisering av flater

REF	Beskrivelse	Størrelseskode	Total lengde	Antall per dispenser/kartong
6520	Undersøkelseshansker, Nitril SATIN X-LONG, XS, Hvit		295 mm	100 / 1000
6521	Undersøkelseshansker, Nitril SATIN X-LONG, S, Hvit		295 mm	100 / 1000
6522	Undersøkelseshansker, Nitril SATIN X-LONG, M, Hvit		295 mm	100 / 1000
6523	Undersøkelseshansker, Nitril SATIN X-LONG, L, Hvit		295 mm	100 / 1000
6524	Undersøkelseshansker, Nitril SATIN X-LONG, XL, Hvit		295 mm	100 / 1000

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr og personlig beskyttelsesutstyr.



REACH-forordningen: Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Hullfrihet: AQL 1.0

Bruddstyrke (N): $\geq 6,0$ N (før og etter utfordringstest)

Biologisk evaluering: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk: Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class I
Forskrift om Personlig beskyttelsesutstyr (EU) 2016/425, PPE R kategori III. EU-samsvarserklæring for personlig beskyttelsesutstyr: <https://www.evercare-medical.com/about-us>

Samsvar med produktstandarder: EN 455: 1 – 4

Kjemisk motstand: Testet i henhold til EN 16523-1

Matvaresikkerhet: I henhold til EU regulativet 1935/2004 er hansken egnet for håndtering av alle matvarer.

Annen test utført: Luftlekkasje og vannlekkasje i henhold til EN ISO 374-2 (nivå 2)
Rester av kjemikalier
Kjemisk ufarlighet, komfort og effektivitet i henhold til EN ISO 21420
Mikrobiologisk kvalitet
Motstand mot nedbryting forårsaket av kjemikalier i henhold til EN ISO 374-4
Viruspenetrasjon i henhold til EN ISO 374-5 og ASTM F1671

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje: EN ISO 20417, EN ISO 21420, EN ISO 15223-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
-------------	---------------------------

Håndflate:	Akrylnitrilbutadien (nitril), tykkelse enkeltlag, min. 0,07 mm
------------	--

Finger:	Akrylnitrilbutadien (nitril), tykkelse enkeltlag, min. 0,10 mm
---------	--

Advarsler og anbefalinger

Advarsler Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Produktet inneholder dithiokarbamater – må ikke brukes ved overfølsomhet ovenfor disse stoffene.

Anbefalt oppbevaring Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.

Anbefalt kassering Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter

Holdbarhet 5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	N/A	N/A
Dispenserpakning	TCF kvalitet	260 x 125 x 64
Transportkartong	TCF kvalitet	335 x 260 x 266
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
6520	N/A	06438129325539	06438129525533
6521	N/A	06438129325546	06438129525540
6522	N/A	06438129325553	06438129525557
6523	N/A	06438129325560	06438129525564
6524	N/A	06438129325577	06438129525571

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.