



PRODUKTFAKTABLAD

Abri-Clinic, dispenser

Art nr: 2575

Produktbeskrivning: Dispenser i metall till britsunderlägg

Antal st/fp: 1

Antal fp/kartong: 1

Antal kartong/pall: 135



Produktfakta:

Utförande: Dispenser i metall, maxbredd 60cm

Längd: 65 cm

Max Rullbredd: 60 cm

Material: Metall

Ytteremballage: Wellkartong

Destruktion av vara: Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna

Destruktion av emb: Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen, kompostering eller förbränning

Datum: 2014-06-10