



PRODUKTFAKTABLAD

Abri-Let Anatomic

Art nr: 300215

Produktbeskrivning: Abri-Let är oplastade specialprodukter som vid behov kan användas som förstärkning i ett annat inkontinensskydd.

Symboler:



Antal st/fp: 20

Antal fp/kartong: 12

Antal kartong/pall: 9

Produktfakta:

Utförande: Förstärkningsskydd till andra inkontinensprodukter

Absorption: 500ml (ISO 11948-1)

Längd: 43cm

Bredd: 20cm

Färg: Vit

Material: Nonwoven av polypropylen
Cellulosamassa (ECF)
Superabsorbenter av polyakrylat

Gramvikt: 31g

Ytteremballage: Wellkartong

Märkning: CE-märkt enligt kraven i det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter, MMD 93/42/EEC

Destruktion av vara: Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna

Destruktion av emb: Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen, kompostering eller förbränning

Datum: 2014-06-23

