

ABENA®

Produktdatablad

Nonwoven kompres, Abena Curi-Med, 5x5cm, hvid, usteril

Varenummer : 7010
Version : 02
Varegruppe : Nonwoven kompres
Forpakninger : 100 stk = 1 pakke
50 pakker = 1 kolli
84 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Nonwoven kompres
Varemærke: Abena
Vareserie: Curi-Med
Holdbarhed: 5 år
Farve: hvid
Materiale: nonwoven
Ingredienser / sammensætning: 70% viskose, 30% polyester
Features: usteril
Engangs- eller flergangsbrug: engangs
Antal lag: 4-lags
Længde/dybde: 5 cm
Bredde: 5 cm
Tykkelse: 30 g/m²
Vægt, netto: 0,3 g
Vægt, brutto: 30 g
Certifikater: CE
CE-klasse: Klasse I
Direktiver, regulativer, forordninger etc.: 93/42/EEC

Produktbeskrivelse: Curi-Med Nonwoven swabs er en blød kompres med mange anvendelsesmuligheder indenfor sundhedsplejen, hvor usterile produkter er påkrævet. Kan bl.a. anvendes til aftørring af hud, absorption af blod og andre væsker, i forbindelse med sårsoignering mv.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 222493