

Abena Non Woven Swabs



Anvendelse: Til absorption og aftørring ved diverse sterile procedurer.
Blød og patientvenlig
Stor sugsevne.

Materiale: Viskose 70%, Polyester 30%
30 gr/m², 4-lags
Uden optisk hvidt og bindemidler
EO steriliseret
CE-mærket, klasse 1

Opbevaring: Opbevares tørt, uden for direkte sollys.

Holdbarhed: 5 år fra sterilisationsdato, er angivet på pakningen.

Bortskaffelse: Bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

varenummer		størrelse	antal i pose	antal i æske	antal i karton
7012	Non Woven Swabs, Steril	5 x5 cm	2 stk	50 x 2 stk	40 x 100 stk
7017	Non Woven Swabs, Steril	7,5 x 7,5 cm	2 stk	50 x 2 stk	24 x 100 stk
7022	Non Woven Swabs, Steril	10 x 10 cm	2 stk	50 x 2 stk	12 x 100 stk
7013	Non Woven Swabs, Steril	5 x5 cm	5 stk	25 x 5 stk	40 x 125 stk
7018	Non Woven Swabs, Steril	7,5 x 7,5 cm	5 stk	25 x 5 stk	24 x 125 stk
7023	Non Woven Swabs, Steril	10 x 10 cm	5 stk	25 x 5 stk	12 x 125 stk



Abena Non Woven Swabs