

Abri-San



Art nr	Produkt/ Färgmarkering			
41000	0	8 x 18 cm	80 ml	28/336
9253	1	10 x 22 cm	201 ml	28/280
9254	1A	10 x 28 cm	197 ml	28/336
9260	2	10 x 27 cm	341 ml	28/336
9266	3	16 x 33 cm	473 ml	28/196
9271	4	20 x 44 cm	767 ml	28/168
9374	5	28 x 54 cm	1158 ml	36/144
9378	6	30 x 63 cm	1584 ml	34/102
9381	7	36 x 63 cm	2148 ml	30/90
9382	8	34 x 63 cm	2451 ml	21/84
9384	9	36 x 70 cm	2442 ml	25/100
9386	10	36 x 70 cm	2931 ml	21/84
9389	11	36 x 70 cm	3379 ml	16/64

Abri-San har andningsbart spärrskikt, klätt med ett textilliknande material för att förhindra hudirritation och superabsorbent som minskar risken för oönskad lukt. 0-4 för dropp-/lätt inkontinens fixeras med trosa eller fixeringsbyxa. Som extra säkerhet har skydden långsgående liggande barriärer för att förhindra sidoläckage. Nr 2, 3 och 4 har långsgående elastik för optimal passform. Märkningen på releaseteipen gör det lätt att skilja storlekarna åt. 5-11 för medeltung/tung inkontinens fixeras med fixeringsbyxa. Skydden skålformas med hjälp av långsgående resårer och har stående läckagebarriärer. Skydden har dubbel sugkärna med ett fördelningsskikt som ökar torrhet känslan och superabsorbent, som minskar risken för oönskad lukt. Fuktindikatorn visar när skyddet är förbrukat. Nummer- och färgmarkering gör det lätt att skilja storlekarna åt.

