


Förkläde, BOSCO Green

REF: 210445

Engångsförkläden gjorda av vätskebeständig polyeten, för att skydda kläder från spill och stänk under medicinska förfaranden och rengöringsuppgifter. Också idealisk för användning i livsmedelsberedningar och industriella applikationer.

Egenskaper:

- ▶ Transparent, präglad
- ▶ Individuellt vikta
- ▶ Polyeten, > 70% biobaserad LLDPE från förnybar källa (sockerrörs etanol)
- ▶ Stryr till gynnsamt koldioxidavtryck



REF	BESKRIVNING	STORLEK	FÖRPACKNINGSSANTAL dispenser/kartong
210445	Förkläde BOSCO Green, transparent, utan ärm	81 x 125 cm	50/500

Försäljningsenhet: Transportkartong

Teknisk information

Förordningar

Produkten överensstämmer med legala krav för medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning.



LATEX FREE



REACH föreskrifter:

Produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive inga av de särskilt farliga ämnen (SVHC) angivna i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen publicerad av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

I enlighet med legala krav för

Personal Protective Regulation (EU) 2016/425, Category I

Kvalitetskrav:

EN ISO 13485

Etikettinformation:

EN ISO 15233-1 and EN 1041
FSC certifierad kartong

Material

Komponent	Råmaterial & egenskaper
Material	Biopolyetylen med konventionell LDPE, vikt 18.60 g/m ² > 70% biobaserad LLDPE från förnybar källa (sockerrörs etanol).

Varningar och rekommendationer

Varningar:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och korskontaminering kan ske.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallsrekommendationer	Kassera i enlighet med lokala föreskrifter. Kan återvinnas med fossilbaserade PE-LD plast
Hållbarhetstid	2 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material		Storlek (L x W x H) mm
Enhetsförpackning	N/A		N/A
Dispenser	Kartong, ljusbrun, (oblekt fiber)		250 x 120 x 85
Transportkartong	Wellpapp		445 x 260 x 264
Packtejp	Transparent, PVC fri		N/A

Streckkoder

REF	Enhetsförpackning	Dispenser	Transportkartong
210445	N/A	 6 438129 354430	 6 438129 554434