

SELEFA® Skoovertrekk (vakuumpakke)

REF: 211553, 211554, 211555

SELEFA® skoovertrekk er praktisk og rimelig personlig verneutstyr (PVU) som hjelper arbeiderne med å opprettholde miljøintegriteten på steder som sykehus, renrom og laboratorier, og kan bidra til å beskytte fottøyet mot sprut eller flekker forårsaket av milde kjemikalier. Det er et produkt som er lett å bruke og som kommer i forskjellige størrelser, farger og tykkelser for å passe alle behov

Nøkkelegenskaper

- ▶ Lett å ta på.
- ▶ Velg mellom flere farger og størrelser.
- ▶ Til engangsbruk
- ▶ Easy-Open vakuumpose.
- ▶ Emballasje som sparer tid ved utpakking.



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
211553	Skoovertrekk, preget, Hvit	15 x 40 cm	50 / 1000
211554	Skoovertrekk, preget, Blå	15 x 41 cm	100 / 2000
211555	Skoovertrekk, preget, Blå	15 x 45 cm	100 / 2000

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for personlig beskyttelsesutstyr.



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om personlige vernemidler (EU) 2016/425, PPE R kategori I. EU-samsvarserklæring for personlig beskyttelsesutstyr: <https://www.evercare-medical.com/about-us>

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkttdel	Råmateriale og egenskaper
Materiale	REF 211553 – CPE, hvit, 0,05 mm
Materiale	REF 211554 – CPE, blå, 0,035 mm
Materiale	REF 211555 – CPE, blå, 0,035 mm

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	3 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	N/A	N/A
Dispenserpakning	PE, PA	450 x 250
Transportkartong	Bølgepapp	211553: 470 x 282 x 313 211554: 445 x 282 x 318 211555: 485 x 282 x 313
Emballasetape	Gjennomsiktig, PVC-fri	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
211553	N/A	6438129355550	6438129555554
211554	N/A	6438129355567	6438129555561
211555	N/A	6438129355574	6438129555578

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.