



## Information om Tempasept Digital Wide artikelnummer 401400

- Denna produkt ersätter/kompletterar artikelnummer 401108 Tempasept elektronisk utan salva 50 pack
- Engångsskyddet 401400 Tempasept Digital Wide utan salva är **lite bredare** jämfört med 401108. Detta för att passa marknadens termometrar inkl. Microlife/Telfo, Terumo och Omron. Vi har också **designat om förpackningen**
- Förpackningen kan hängas upp på krok och tar därför lite plats när man vill exponera produkten dessutom har den en praktisk öppning upptill på förpackningen
- Engångsskydden är fria från latex och återvinningsbar
- Skydden packas 50 st per förpackning. Vi packar 10 st 50 pack i en större kartong som totalt rymmer 500 st skydd. Vi packar 10 st 500 skydd i en större vit kartong som totalt rymmer 5000 st skydd