

- Samtlige BD™ Pennekanyler er utviklet med tynnere vegger (Thin wall) 
- Et komplett sortiment av pennekanyler for å passe alle typer avdiabetikere
- Er slipt med spesiell teknikk, polert og silikonisert for å minske smerte ved stikk i huden
- Kompatibel med samtlige penner som brukes ved diabetesbehandling



Beskrivelse		Kanylestørrelse ytterdiam x lengde	Avdeling/ Transport forp.	Artnr. BD	Varenr Apotek
BD™ Pennekanyler		0,23 mm (32 G) x 4 mm	100/1200	320211	730285
BD™ Pennekanyler		0,25 mm (31 G) x 5 mm	100/1200	320212	246389
BD™ Pennekanyler		0,25 mm (31 G) x 8 mm	100/1200	320213	235473
BD™ Pennekanyler		0,33 mm (29 G) x 12,7 mm	100/1200	320216	296806



EAN-KODER

4 MM

5 MM

8 MM

12,7 MM

Esek (100 st)
Transport frp (1200 st)

0382903202119
50382903202114

0382903202126
50382903202121

0382903202133
50382903202138

0382903202164
50382903202169

Materialinnhold

Kanyle: Rustfritt stål
Overflatebehandling:
Silikonolja
Ansats: Polypropylen
Kanyleskydd: Polyeten + folie-papir
Lim: Epoxy

Forpakkingsmateriale

Kartong

Well-papp

CE-merket i hht
MDD 93/42/EEC
(Klasse IIa)



Sterilisering

Gamma



5 år



BD Medical - Diabetes Care
Årstaängsvägen 25
Box 47204
100 74 Stockholm
Tel: 08-775 51 00
Fax: 08-645 08 08
www.bd.com/se/diabetes

