

BD Vacutainer® Blodgassprøyter



BD Vacutainer® blodgassprøyter for intensivbehandling kan brukes for å måle blodgasser og andre intensiv-analyser. Samtlige BD Vacutainer® blodgassprøyter inneholder frysetørret kalsiumbalansert litiumheparin med sprayet applisering. Takket være den sprayede appliseringen så underlettes blandingen av blod og tilsetning.

BD Vacutainer® Preset™

- finnes både med og uten montert kanyle. Stempelet kan innstilles til ønsket fylningsvolum. Når sprøyten fylles med arterielt blod trykkes luften ut gjennom det ventilerte stempelmembranet. BD Hemogard™ sikkerhetslukking finnes på 3 ml sprøyter med BD Luer-Lok™ - lukkingen garanterer god tetthet ved transport.

BD Vacutainer® A-Line™

- sprøyter brukes for prøvetaking fra arteriekateter gjennom manuell aspirasjon
- leveres uten kanyle
- 1 ml sprøytene har Luer eller Luer-Lok™

BD Vacutainer® Eclipse™

- med montert sikkerhetskanyle som gir økt sikkerhet for pleiepersonalet
- beskyttelsen aktiveres enkelt gjennom enhåndsteknikk på samme måte som for øvrige BD Eclipse™-kanyler
- sikkerhetsbeskyttelsen har dobbelte låsemekanismer og et tydelig klikk høres når det

aktiveres. Eksempel på analyser som kan utføres med BD Vacutainer™ blodgassprøyter:

pO ₂	laktat	iCa
pCO ₂	hemoglobin	iMg
klorid	natrium	kreatinin
pH	kalium	glukose
BUN		

BD art nr	Beskrivelse	Størrelse	Antall
-----------	-------------	-----------	--------

BD Vacutainer® A-Line-sprøyter uten kanyle, prøvetaking fra kateter

364356	BD A-Line™ frysetørret sprayet kalsiumbalansert Li-Heparin, Luer	1	100
364378	BD A-Line™, Luer-Lok™, Hemogard™ frysetørret sprayet kal. basert Li-Heparin	3	100
364376	BD A-Line™ frysetørret sprayet kalsiumbalansert Li-Heparin, Luer	3	100

BD Vacutainer® Preset™-sprøyter uten kanyle, ventilert stempel

364416	BD Preset™ Slip Tip	1	100
364316	BD Preset™ BD Luer-Lok™ BD Hemogard™	3	100

BD Vacutainer® Preset™-sprøyter med kanyle, ventilert stempel - med eller uten Eclipse™

364413	BD Preset™ Slip Tip 23G x 1"	1	100
364415	BD Preset™ Slip Tip 25G x 1"	1	100
364327	BD Preset™ BD Luer-Lok™ Hemogard Cap 23G Needle	3	100
364390	BD Preset™ BD Luer-Lok™ Hemogard Cap 22G BD Eclipse™	3	100
364391	BD Preset™ BD Luer-Lok™ Hemogard Cap 23G BD Eclipse™	3	100
364393	BD Preset™ BD Luer-Lok™ Hemogard Cap 25G BD Eclipse™	3	100

Kontakt oss gjerne for att få kopior av BD:s kliniska studier på BD Vacutainer® blodgassprøyter

