

# BD Microtainer® Lansetter för kapillärprovtagning



## BD Microtainer® - ett sortiment av lansetter för kapillärblodprovtagning

### BD Microtainer® Contact Activated Lancet - standardisering av kapillärprovtagning!

- kontaktaktiverad - aktiveras när den pressas mot huden
- alltid samma punktionsdjup
- ergonomisk design för ett bra grepp - användarvänlig lansett som aktiveras i ett steg
- signifikant mindre smärta för patienten
- förbättrar kvalitén vid provtagning
- ger support för kvalitetsäkring & patientsäkerhet
- förebygger smittspridning

### BD Microtainer® Quikheel™

- ger säkra och enkla blodprovtagningar med mindre smärta från hälen på för tidigt födda barn och spädbarn
- bladet gör en svepande rörelse vilket minimerar patientens smärtupplevelse
- avtryckaren har tryckpunkt som automatiskt ger en snabb punktion med enhetligt djup, vilket skapar bra förutsättningar ett rikligt blodflöde
- det extra tunna bladet av kirurgstål dras tillbaka permanent efter användning, vilket minimerar risken för stickskador och omöjliggör återanvändning

| BD art nr                                | Typ av lansett | Färg                                                                                | Djup    | Bredd  | Blodvolym           | Avd./Transp. förp. |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|--------------------|
| BD Microtainer® Contact Activated Lancet |                |                                                                                     |         |        |                     |                    |
| 366592                                   | Kanyl          |  | 1.5 mm  | 30g    | En droppe, lågflöde | 200/2000           |
| 366593                                   | Kanyl          |  | 1.8 mm  | 21g    | Mellanflöde, 250 ul | 200/2000           |
| 366594                                   | Blad           |  | 2,0 mm  | 1.5 mm | Högflöde, 500 ul    | 200/2000           |
| BD Microtainer® Quikheel™ lansett        |                |                                                                                     |         |        |                     |                    |
| 368102                                   | Blad           |  | 0.85 mm | 1.75   | Normalflöde         | 50/200             |
| 368103                                   | Blad           |  | 1,0 mm  | 2.50   | Högflöde            | 50/200             |