

# BD Microtainer® Lansetter for kapillærprøvetaking



## BD Microtainer® - et sortiment av lansetter for kapillærblodprøvetaking

### BD Microtainer® Contact Activated Lancet - standardisering av kapillærprøvetaking!

- kontaktaktivert - aktiveres når den presses mot huden
- alltid samme punksjonsdybde
- ergonomisk design for et bra grep – brukervennlig lansett som aktiveres i ett trinn
- signifikant mindre smerte for pasienten
- forbedrer kvaliteten ved prøvetaking
- gir support for kvalitetssikring og pasientsikkerhet
- forebygger smittespredning

### BD Microtainer® Quikheel™

- gir sikre og enkle blodprøvetakinger med mindre smerte fra hælen på før tidlig fødte barn og spedbarn
- bladet gjør en sveipende bevegelse hvilket minimerer pasientens smerteopplevelse
- avtrykkeren har trykkpunkt som automatisk gir en rask punksjon med enhetlig dybde, hvilket skaper bra forutsetninger for rikelig blodflow
- det ekstra tynne bladet av kirurgisk stål dras tilbake permanent etter bruk, hvilket minimerer risikoen for stikkskader og umuliggjør gjenbruk

| BD art nr                                       | Type lansett | Farge                                                                               | Dybde   | Bredde | Blodvolum           | Avd./Transp.forp. |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|
| <b>BD Microtainer® Contact Activated Lancet</b> |              |                                                                                     |         |        |                     |                   |
| 366592                                          | Kanyle       |  | 1.5 mm  | 30g    | En dråpe, lavt flow | 200/2000          |
| 366593                                          | Kanyle       |  | 1.8 mm  | 21g    | Mellom-flow, 250 ul | 200/2000          |
| 366594                                          | Blad         |  | 2,0 mm  | 1.5 mm | Høyt flow, 500 ul   | 200/2000          |
| <b>BD Microtainer® Quikheel™ lansett</b>        |              |                                                                                     |         |        |                     |                   |
| 368102                                          | Blad         |  | 0.85 mm | 1.75   | Normal-flow         | 50/200            |
| 368103                                          | Blad         |  | 1,0 mm  | 2.50   | Høyt flow           | 50/200            |