

BD Microtainer® Lansetter for kapillærprøvetaking



BD Microtainer® - et sortiment av lansetter for kapillærblodprøvetaking

BD Microtainer® Contact Activated Lancet - standardisering av kapillærprøvetaking!

- kontaktaktivert - aktiveres når den presses mot huden
- alltid samme punksjonsdybde
- ergonomisk design for et bra grep – brukervennlig lansett som aktiveres i ett trinn
- signifikant mindre smerte for pasienten
- forbedrer kvaliteten ved prøvetaking
- gir support for kvalitetssikring og pasientsikkerhet
- forebygger smittespredning

BD Microtainer® Quikheel™

- gir sikre og enkle blodprøvetakinger med mindre smerte fra hælen på før tidlig fødte barn og spedbarn
- bladet gjør en sveipende bevegelse hvilket minimerer pasientens smerteopplevelse
- avtrykkeren har trykkpunkt som automatisk gir en rask punksjon med enhetlig dybde, hvilket skaper bra forutsetninger for rikelig blodflow
- det ekstra tynne bladet av kirurgisk stål dras tilbake permanent etter bruk, hvilket minimerer risikoen for stikkskader og umuliggjør gjenbruk

BD art nr	Type lansett	Farge	Dybde	Bredde	Blodvolum	Avd./Transp.forp.
BD Microtainer® Contact Activated Lancet						
366592	Kanyle		1.5 mm	30g	En dråpe, lavt flow	200/2000
366593	Kanyle		1.8 mm	21g	Mellom-flow, 250 ul	200/2000
366594	Blad		2,0 mm	1.5 mm	Høyt flow, 500 ul	200/2000
BD Microtainer® Quikheel™ lansett						
368102	Blad		0.85 mm	1.75	Normal-flow	50/200
368103	Blad		1,0 mm	2.50	Høyt flow	50/200