

BD Vacutainer® Safety-Lok™ veneprevetakingsett



BD Vacutainer™ Safety-Lok™ er vingekanyler som anvendes for prøvetaking på barn og pasienter der det er vanskelig å stikke:

- har en innebygget kanylebeskyttelse som permanent kapsler inn den kontaminerte kanylen etter bruk
- reduserer iht studier antall stikkskader til en tiendedel
- reduserer pasientens smerteopplevelse ift en vanlig kanyle og benyttes med fordel på pasienter der det er vanskelig å stikke
- egnet til å benyttes ved blodkultur
- gir bedre kontroll over kanylen ved prøvetaking i tynne vener, så som i håndens overside
- kanylen har fleksible vinger
- finnes med formontert holder

Gjennomsiktig beskyttelseshus slik at brukeren ser kanylen



Større vinger for å lette bruken

Tydelig "klikk"-lyd når beskyttelsen låser seg fast over kanylen

BD art nr	Størrelse	Lengde	Farge	Avd./Transp. Enhet enhetörp.
BD Vacutainer® Safety-Lok™ veneprevetakingsett				
367282	0,8 mm (21G)	19 mm, 178 mm		50/200
367286	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm		50/200
367284	0,6 mm (23G)	19 mm, 178 mm		50/200
367288	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm		50/200
367295	0,5 mm (25G)	19 mm, 178 mm		50/200
BD Vacutainer® Safety-Lok™ veneprevetakingsett uten luer adapter				
367246	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm		50/200
367247	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm		50/200
368383	0,5 mm (25G)	19 mm, 305 mm		50/200
BD Vacutainer® Safety-Lok™ veneprevetakingsett med formontert holder				
368654	0,8 mm (21G)	19 mm, 178 mm		25/200
368652	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm		25/200
368655	0,6 mm (23G)	19 mm, 178 mm		25/200
368653	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm		25/200

