


BD Vacutainer® Safety-Lok™ veneprevetakingssett



BD Vacutainer™ Safety-Lok™ er vingekanyler som brukes til prøvetaking på barn og pasienter vanskelig å stikke:

- har innebygget kanylebeskyttelse som permanent kapsler inn den kontaminerte kanylen etter bruk
- reduserer ifølge studier antallet stikkskader til en tiendedel
- reduserer pasientens smerteopplevelse sammenlignet med vanlig kanyle og brukes med fordel på pasienter vanskelig å stikke
- godt egnet til bruk ved bloddyrking
- gir bedre kontroll over kanylen ved prøvetaking i tynne vener, slik som de i håndens overside
- kanylen har fleksible vinger

Gjennomsiktig beskyttelse,
brukeren ser kanylen



Større vinger for å
underlette bruken

Tydelig "klikk"-lyd når
beskyttelsen låser fast kanylen

BD art nr	Størrelse	Lengde	Farge	Avd./Trsp. forp.
-----------	-----------	--------	-------	------------------

BD Vacutainer® Safety-Lok™ veneprevetakingssett

367282	0,8 mm (21G)	19 mm, 178 mm		50/200
367286	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm		50/200
367284	0,6 mm (23G)	19 mm, 178 mm		50/200
367288	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm		50/200
367295	0,5 mm (25G)	19 mm, 178 mm		50/200

BD Vacutainer® Safety-Lok™ veneprevetakingssett uten luer adapter

367246	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm		50/200
367247	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm		50/200

BD Vacutainer® Safety-Lok™ veneprevetakingssett med formontert holder

368654	0,8 mm (21G)	19 mm, 178 mm		25/200
368652	0,8 mm (21G)	19 mm, 305 mm		25/200
368655	0,6 mm (23G)	19 mm, 178 mm		25/200
368653	0,6 mm (23G)	19 mm, 305 mm		25/200

