

BD Nexiva™ Slutet IV katetersystem - med Connecta Trevägskran



BD Nexiva™ är ett slutet, perifert IV-katetersystem som designats för att minska risken för stickskador och oförutsedd blodexponering vid inläggning. En passiv säkerhetsanordning skyddar mot stickskador medan det slutna systemet med förkopplad slang, vilket bevarar blodet i produkten, minskar risken för mikrobiell kontamination och infektion.



- Det förmonterade IV-systemet har en sluten vätskebana som förhindrar blodläckage och minskar risken för kontaminering och blodexponering. Manipuleringen sker på avstånd från instickstället vilket minskar risken för mekanisk flebit
- BD Q-syte™ Split Septum desinfekterbart membran har inga interna komponenter där sjukdomsalstrande mikroorganismer kan få en grogrund.¹ Ett membran av split septum modell minskar risken för kateterrelaterade infektioner i blodbanan med 64-70% i förhållande till en mekanisk ventil.^{2,3}
- Försedd med BD Vialon™ Biomaterial, röntgentät polyuretankateter, som mjuknar upp till 70% i kärlet vilket, kliniskt bevisat, minskar risken för mekanisk flebit med upp till 50%.^{4,5}
- Via ett utstansat fönster i nålen, BD Instaflash™, erhålls ett omedelbart blodsvar som bekräftar att kanylspetsen ligger inne i blodkärlet
- De flexibla, mjuka vingarna har designats för att underlätta en säker fixering vilket minimerar risken för att katetern rubbas ur sitt läge som i sin tur kan medföra färre kateterkomplikationer.

BD Nexiva™ Slutet IV-katetersystem finns i olika konfigurationer. Nedan med BD Connecta™ Trevägskran och BD Q-Syte™ Split septum samt i utförande med BD Connecta™ Trevägskran och sterila proppar:

BD Nexiva™ Slutet IV-katetersystem med trevägskran och BD Q-Syte™ Split septum

Kateter G	Kateter YD mm	Kateter längd mm	Flöde H ₂ O (ml/mm)	Färgkod	Avd/Trpt förp	Art nr
24	0,7	19	18	gul	20/80	383661
22	0,9	25	33	blå	20/80	383662
20	1,1	25	61	rosa	20/80	383666
20	1,1	32	58	rosa	20/80	383667
18	1,3	32	84	grön	20/80	383669

BD Nexiva™ Slutet IV-katetersystem med trevägskran och L/L propp

Kateter G	Kateter YD mm	Kateter längd mm	Flöde H ₂ O (ml/mm)	Färgkod	Avd/Trpt förp	Art nr
24	0,7	19	18	gul	20/80	383681
22	0,9	25	33	blå	20/80	383682
20	1,1	32	58	rosa	20/80	383687
18	1,3	32	84	grön	20/80	383689

Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål
Kateter: Polyuretan BD Vialon™
Övriga delar: Polypropylen,
Polykarbonat, Polyisopren, Silikon,
Silikonolja

Förpackningsmaterial

Tyvek-laminat
Polyester
Kartong
Wellpapp



Steriliseringmetod

Etylenoxid



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(klass IIa)

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex



Helping all people
live healthy lives