

BD Venflon™ Pro Safety Infusionskanyl med säkerhetsskydd



- BD Venflon™ Pro Safety är en perifer IV-säkerhetskanyl som erbjuder alla de kliniskt bevisade fördelar som BD Venflon™ Pro erbjuder:
- "Back cut" slipad stålkanal och formgjuten kateterspets för säker punktion och jämn inläggning
- Försedd med BD Vialon™ röntgentät polyuretankanaler, som mjuknar i venen vilket minskar risken för mekanisk flebit
- Injektionsventil med snäpplock för säker och enkel hantering
- Flexibla vingar för mjuk anläggning mot huden

BD Venflon™ Pro Safety innehåller dessutom ett avancerat säkerhetsskydd designat för att skydda vårdpersonal mot exponering av blodburna patogener som följd av oavsiktlig blodexponering eller stick- och skärskada:

- Ett stickskydd tillverkat av plast, utan vassa kanter, som efter aktivering omsluter hela kanylen och är designad för att du inte skall kunna skada/rispa dig, varken på nålspets eller skydd
- Ett stickskydd med unik design som kapslar in överflödigt blod och minimerar risken för att exponeras för det oavsiktliga blodstänk som kan förekomma vid aktivering av en infusionskanyl



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp	Art nr
22	0,9	25	Blå	50/500	393222
20	1,1	32	Rosa	50/500	393224
18	1,3	32	Grön	50/500	393226
18	1,3	45	Grön	50/500	393227
17	1,5	45	Vit	50/500	393228
16	1,8	45	Grå	50/500	393229
14	2,0	45	Orange	50/500	393230



reddot design award
best of the best 2008

I mars 2008 tilldelades BD och BD Venflon™ Pro Safety infusionskanyl med säkerhetsskydd desingerpriser: "red dot: best of the best" award. Red dot design award uppmärksammar framstående designkvalitet och nytänkande från en mängd olika industrier och produktområden. En internationell jury utser vinnarna av högsta designkvalitet efter en detaljerad utvärdering av olika kriterier, exempelvis grad av förnyelse, funktionalitet, ergonomi, livslängd, ekologisk kompatibilitet samt tydlighet i funktion.

Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål
Kateter: Polyuretan BD Vialon™,
Bariumsulfat
Övriga delar: Polycytrimid,
Polypropylen, Polycyten, Polycyter
Silikon, Silikonolja
Mandrin:
Polypropylen, Polycyten

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex

Förpackningsmaterial

Infusionskanyl:
Tyvck-laminat
Polycyter
Kartong
Wellpapp



Steriliseringmetod

Strålsterilisering



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass IIa)



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com