



Alaris® VP Series DEHP FREE infusion set with 15µm filter 70593

- 300 cm Aggregatlängd
- Fyllnadsvolym 27 ml
- Bore 3 mm Diameter
- 1 Droppkammare med spike (ventilerad(e)/oventilerad(e))
- Droppar per ml 20
- Hydrofobiskt luftfilter (med lock)
- 1 Rullklämma
- Alaris® säkerhetsklämma
- Pumpsegment av silikon
- Tryckavkännare
- 1 Han-luer
- Polyvinylklorid (PVC)
- Latexfri
- Kvantitet 80



80



20



15 µm



1 Han-
Droppkammare



Latexfri



DEHP-fri

15 µm
Droppkammarefilter