

evercare[®] undersøkelseshansker, Vinyl SENSITIVE

REF: 6350, 6351, 6352, 6353, 6354

Pudderfri og ftalatfri undersøkelseshanske i vinyl til engangsbruk.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Passer både høyre og venstre hånd og har rullekant som gir ekstra slitesterk mansjett
- ▶ Ftalatfri, pudderfri og lateksfri
- ▶ Godt alternativ til de som har type I og kjemisk type IV allergi
- ▶ Disse hanskene har Normpack-sertifikat



Anbefalinger for bruk








Rengjøring



Pasientstell



Dusj og vask

REF	Beskrivelse	Størrelseskode	Total lengde	Antall per dispenser/kartong
6350	Undersøkelseshansker, Vinyl SENSITIVE, XS, Klar		240 mm	100 / 1000
6351	Undersøkelseshansker, vinyl SENSITIVE, S, Klar		240 mm	100 / 1000
6352	Undersøkelseshansker, vinyl-SENSITIVE, M, Klar		240 mm	100 / 1000
6353	Undersøkelseshansker, Vinyl SENSITIVE, L, Klar		240 mm	100 / 1000
6354	Undersøkelseshansker, Vinyl SENSITIVE, XL, Klar		240 mm	100 / 1000

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.

CE MD LATEX FREE    EN 455

REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Hullfrihet:	AQL 1.5
Bruddstyrke (N):	≥ 3,6 N (før og etter utfordringstest)
Biologisk evaluering:	Total mengde pudderrester til pudderfri hanske: < 2 mg/hanske Cytotoksisitet testet iht. til EN ISO 10993-5 Irritasjon og hudsensibilisering testet iht. til EN ISO 10993-10
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
Samsvar med produktstandarder:	EN 455: 1 – 4
Matvaresikkerhet:	I henhold til EU regulativet 1935/2004 og 10/2011 er hansken egnet for håndtering av matvarer med unntak av fete produkter
Annen test utført:	Viruspenetrasjon i henhold til ASTM F 1671
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkttdel	Råmateriale og egenskaper
Håndflate	Polyvinylklorid, tykkelse enkeltlag, min. 0,08 mm
Finger	Polyvinylklorid, tykkelse enkeltlag, min. 0,08 mm

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	N/A	N/A
Dispenserpakning	Papp, TCF eller ECF kvalitet	240 x 120 x 65
Transportkartong	Bølgepapp, TCF eller ECF kvalitet	250 x 250 x 340
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
6350	N/A	06438129311006	06438129511000
6351	N/A	06438129311013	06438129511017
6352	N/A	06438129311020	06438129511024
6353	N/A	06438129311037	06438129511031
6354	N/A	06438129311044	06438129511048

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.