

evercare® Pennenåler

REF: 1972905, 1972906, 1972908, 1973005, 1973006, 1973008, 1973104, 1973105, 1973106, 1973108, 1973204, 1973205, 1973206, 1973208, 1973304, 1973305, 1973306

Evercare® pennenåler er engangs insulin nåler som brukes sammen med en insulinpenn for selvmedisinering av insulin til pasienter med type 1 diabetes. Den flate nålebasen er et nytt design som gir større kontaktflate med huden og kan forbedre pasientens komfort ved injeksjon av insulin. Det ytre dekselet har en flat topp slik at det kan settes opp ned igjen over nålen for å forhindre utilsiktet nåleskader etter injeksjon. Den flate nålebasen reduserer risikoen for intramuskulær injeksjon.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Mindre risiko for intramuskulære (IM) injeksjoner
 - ▶ Den flate nålebasen reduserer forskjellen i målinjeksjonsdybde forårsaket av påført trykk, noe som reduserer risikoen for intramuskulær injeksjon.
- ▶ Mer behagelig injeksjonsopplevelse
 - ▶ Den glatte og flate nålebasen forstørker kontaktflaten med huden for å forbedre komforten ved injeksjon.
- ▶ Mindre risiko for utilsiktet stikkskade
 - ▶ Det ytre dekselet kan stå stabilt opp ned, og det er lett å sette den brukte nålen tilbake i dekselet for å unngå utilsiktet stikkskade.
- ▶ Enklere å bruke
 - ▶ Det er lettere å gripe og fjerne ytre og indre deksler med bredere sådanne, spesielt for eldre.



REF	Beskrivelse	Fargekoding	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
1972905	evercare® Pennenåler (29G)		0.33mm (29G) X 5 mm	100 / 5000
1972906	evercare® Pennenåler (29G)		0.33mm (29G) X 6 mm	100 / 5000
1972908	evercare® Pennenåler (29G)		0.33mm (29G) X 8 mm	100 / 5000
1973005	evercare® Pennenåler (30G)		0.30mm (30G) X 5 mm	100 / 5000
1973006	evercare® Pennenåler (30G)		0.30mm (30G) X 6 mm	100 / 5000
1973008	evercare® Pennenåler (30G)		0.30mm (30G) X 8 mm	100 / 5000
1973104	evercare® Pennenåler (31G)		0.25mm (31G) X 4 mm	100 / 5000
1973105	evercare® Pennenåler (31G)		0.25mm (31G) X 5 mm	100 / 5000
1973106	evercare® Pennenåler (31G)		0.25mm (31G) X 6 mm	100 / 5000
1973108	evercare® Pennenåler (31G)		0.25mm (31G) X 8 mm	100 / 5000
1973204	evercare® Pennenåler (32G)		0.23mm (32G) X 4 mm	100 / 5000
1973205	evercare® Pennenåler (32G)		0.23mm (32G) X 5 mm	100 / 5000
1973206	evercare® Pennenåler (32G)		0.23mm (32G) X 6 mm	100 / 5000
1973208	evercare® Pennenåler (32G)		0.23mm (32G) X 8 mm	100 / 5000
1973304	evercare® Pennenåler (33G)		0.20mm (33G) X 4 mm	100 / 5000
1973305	evercare® Pennenåler (33G)		0.20mm (33G) X 5 mm	100 / 5000
1973306	evercare® Pennenåler (33G)		0.20mm (33G) X 6 mm	100 / 5000

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-01
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class IIa
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Nålbeholder	PP, Gjennomsiktig
Nåløvertrekk	PP, Gjennomsiktig
Nålespissbeskyttelse	PP, Gjennomsiktig
Nål	SS, 3 faseskjæring
Smøremiddel	Silikonolje

Advarsler og anbefalinger

Advarsler

Ikke for gjenbruk, kun for engangsbruk.
Må ikke brukes hvis beskyttelseshetten mangler eller nålen er bøyd eller skadet.
Snakk med legen din før du endrer lengden på nålen.
Advarsel! Hold dette (produkt) unna barn som er 3 år eller yngre. Inneholder små deler.
Nålen steriliseres hvis beskyttelsestappen forblir intakt. Etter hver injeksjon, skru av og fjern nålen fra insulinpennen og kast den i en beholder for skarpe gjenstander.

Anbefalt oppbevaring

Oppbevar den på et kjølig og tørt sted og vekk fra kjemiske stoffer.

Anbefalt kassering

Konsulter lokale helseforskrifter for riktig avhending.

Holdbarhet

5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	
Dispenserpakning	Papp	130 x 70 x 70
Transportkartong	Bølgepapp	375 x 270 x 375
Emballasjetape	N/A	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
1972905	N/A	06975100500405	16975100500402
1972906	N/A	06975100500412	16975100500419
1972908	N/A	06975100500429	16975100500426
1973005	N/A	06975100500436	16975100500433
1973006	N/A	06975100500443	16975100500440
1973008	N/A	06975100500450	16975100500457
1973104	N/A	06975100500467	16975100500464

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.

