

evercare[®] MediKit vaskesett, stort, sterilt

REF: 050184-01

evercare[®] sterilt stort vaskesett er et kompakt sterilt sett som inneholder utstyr til huddesinfeksjon.

Nøkkelegenskaper

- ▶ 1 plastskål, 2 rom, 182 x 98 x 25 mm
- ▶ 8 non-woven-tupfere diam. 50 mm
- ▶ 1 laminert papir, 60 x 90 cm
- ▶ 1 forceps
- ▶ 1 laminert papir 60 x 90 cm (omslagsduk)




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
050184-01	Vaskesett, stort, sterilt	N/A	30 / 60

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk:

Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr

Samsvar med produktstandarder:

EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkttdel	Råmateriale og egenskaper
1 plastskål, 2 rom, 182 x 98 x 25 mm	PS
8 non-woven-tupfere diam. 50 mm	Kunstsilke/polyester, hvit
1 laminert papir, 60 x 90 cm	PE, blå/hvit
1 forceps	PS, grønn
1 laminert papir 60 x 90 cm (omslagsduk)	PE, blå/hvit

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalet oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 0 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, Plastfilm	256 x 197
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	378 x 283 x 410
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	590 x 390 x 430
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
050184-01	06937935310017	06937935340014	06937935370011

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.