

evercare[®] Standard MediKit kateteriseringssett, sterilt

REF: 1961-02


evercare[®] bandasjesett, gas, sterilt er et kompakt sett som inneholder utstyr for bandasjeskift.




3 Round sponges,
Ø 30 mm



2 Gauze swabs,
8-ply, 5 x 5 cm




1 Tray, 4-compartment,
150 x 76 x 18 mm



1 Forceps, 127 mm

Nøkkelegenskaper

- ▶ 3 runde tupfere, Ø 30 mm
- ▶ 2 gaskompresser 5 x 5 cm, 8-lags
- ▶ 1 forceps, 127 mm
- ▶ 1 skål, 4 rom 150 x 76 x 18 mm
- ▶ 1 operasjonslaken (omslagsduk) 40 x 38 cm



1 Utility drape (Tray wrap)
40 x 38 cm

REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
1961-02	Bandasjesett, gas, sterilt	N/A	25 / 200

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen: Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk: Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, MDD Class Is

Samsvar med produktstandarder: EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkttdel	Råmateriale og egenskaper
3 runde tuffere, Ø 30 mm	100% bomullsgas, 17-tråds gasbind, elastisk ring SEBS/PP
2 gaskompresser 5 x 5 cm, 8-lags	100% bomullsgas, 17-tråds gasbind
1 forceps, 127 mm	polystyren, grønt
1 skål, 4 rom 150 x 76 x 18 mm	polystyren
1 operasjonslaken (omslagsduk) 40 x 38 cm	Laminat: papir/PE, grønt

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalet oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 0 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, Plastfilm	222 x 133
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	280 x 200 x 180
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	590 x 430 x 390
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
1961-02	06937935320306	06937935330244	06937935360302

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.