




evercare[®] Standard MediKit kateteriseringssett, sterilt

REF: 1965-02

evercare[®] sterilt bandasjesett, nonwoven, er et kompakt sett som inneholder utstyr for bandasjeskift.

Nøkkelegenskaper

- ▶ 3 runde tupfere, Ø 30 mm
- ▶ 2 kompresser, 4-lags, 5 x 5 cm
- ▶ 1 forceps, 127 mm
- ▶ 1 skål, 4 rom, 150 x 76 x 18 mm
- ▶ 1 operasjonslaken (beskyttelsestrekk) 40 x 38 cm



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
1965-02	Bandasjesett, nonwoven, sterilt	N/A	25 / 200

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.












REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-10
Etterlevelse av regelverk:	Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, MDD Class Is
Samsvar med produktstandarder:	EN ISO 11135
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
3 runde tupfere, Ø 30 mm	Non-woven, viskose/pes, elastisk ring SEBS/PP
2 kompresser, 4-lags, 5 x 5 cm	Non-woven, viskose/pes
1 forceps, 127 mm	polystyren, grønt
1 skål, 4 rom, 150 x 76 x 18 mm	polystyren, grønt
1 operasjonslaken (beskyttelsestrekk) 40 x 38 cm	Papir/pe-laminat

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalet oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 0 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, Plastfilm	222 x 133
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	280 x 200 x 180
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	590 x 430 x 390
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekkoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
1965-02	06937935320344	06937935330282	06937935360340

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.