

evercare® sterile non-woven operasjonskompresser med røntgentråd

REF: 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235

evercare® sterile, non-woven operasjonskompresser med røntgentråd og med fargekoder for enkel produktidentifisering og numerisk kontrollsystem for å forenkle tellingen. Kontrollsystemet inneholder følgende informasjon: fargekode, REF-nummer, produktets tørrvekt, antall enkeltkompresser, størrelsen på kompressene, materialer og partinummer. Som en del av produksjonsprosessen telles og kontrolleres produktene av en metaldetektor, og materialet støvsuges for å minimere løse tråder. Disse kompressene loer lite og er kostnadseffektive. Inkluderer ekstra non-woven pose under den sterile barrieren, for å legge til rette for aseptisk teknikk når de tas ut av posen og for å holde produktene på plass.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Røntgendetekerbar
- ▶ Sterilisert med EO
- ▶ Numerisk kontrollsystem
- ▶ Fargekodesystem for enkel produktidentifisering
- ▶ Pakket i en forseglet, lofri emballasje som er lett å åpne
- ▶ Høy oppsugingsevne
- ▶ Røntgentråd trygt festet til non-woven-materialet



REF	Beskrivelse	Fargekoding	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
3230	Operasjonskompresser, røntgentråd, non-woven, 5-pakning, sterile, Oransje		10x40 cm	130 / 1040
3231	Operasjonskompresser, røntgentråd, non-woven, 5-pakning, sterile, Grøn		20x40 cm	65 / 520
3232	Operasjonskompresser, røntgentråd, non-woven, 5-pakning, sterile, Brun		30x40 cm	45 / 360
3233	Sterile, non-woven operasjonskompresser med røntgentråd, enkeltpakning, Grå		40x65 cm	20 / 160
3234	Operasjonskompresser, røntgentråd, non-woven, 5-pakning, sterile, Svart		40x65 cm	20 / 160
3235	Operasjonskompresser, røntgentråd, non-woven, 5-pakning, sterile, Blå		40x40 cm	30 / 240


Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.














REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-10 EN ISO 10993-11
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
Samsvar med produktstandarder:	EN ISO 11135, EN 1644-1, EN 1644-2
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Non-woven	Viskose 70 % Polyester 30 %, hvit
Røntgendetekterbar tråd	DEHP-fri, svart røntgentråd, med min. 60 % (w/w) bariumsulfat
Innerpose	PP non-woven, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Kontroller alltid antallet av artikler før bruk. Hvis antallet ikke stemmer med det angitte antallet på emballasjen, må du ikke bruke produktet.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	3230: 200 x 185 3231: 200 x 185 3232: 200 x 185 3233: 200 x 265 3234: 200 x 165 3235: 200 x 155
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3230: 190 x 165 x 285 3231: 190 x 165 x 285 3232: 190 x 165 x 285 3233: 285 x 175 x 190 3234: 285 x 175 x 190 3235: 190 x 165 x 285
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3230: 600 x 400 x 350 3231: 600 x 400 x 350 3232: 600 x 400 x 350 3233: 600 x 400 x 370 3234: 600 x 400 x 370 3235: 600 x 400 x 350
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekkode / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
3230	06438129114362	06438129314366	06438129514360
3231	06438129114379	06438129314373	06438129514377
3232	06438129114386	06438129314380	06438129514384
3233	06438129114393	06438129314397	06438129514391
3234	06438129114409	06438129314403	06438129514407
3235	06438129119022	06438129319026	06438129519020

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.