

## evercare® fikseringstape

REF: 4555, 4560, 4565, 4570, 4575

evercare® fikseringstape brukes ved fiksering av bandasjer, kompresser, katetre, slanger og kanyler. Heftemidlet er hudvennlig og elastisk og former seg godt etter kroppens konturer. Tillater bevegelse når det er på plass. Beskyttelsespapir som er enkelt å fjerne, ferdig oppmålt i intervaller på 1 cm. Pustende, behagelig å ha på og fuktavvisende.

## Nøkkelegenskaper

- ▶ Ideell for områder som nakke, albue og kne
- ▶ Perforert deling for enkel fjerning og påføring
- ▶ Blod- og væskebarriere



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
4555	Selvklebende tekstilplaster på rull, Hvit	2,5 cm x 10 m	1 / 120
4560	Selvklebende tekstilplaster på rull, Hvit	5 cm x 10 m	1 / 60
4565	Fikseringstape på rull, Hvit	10 cm x 10 m	1 / 36
4570	Selvklebende tekstilplaster på rull, Hvit	15 cm x 10 m	1 / 24
4575	Selvklebende tekstilplaster på rull, Hvit	20 cm x 10 m	1 / 18

Salgsenhet: Transportkartong

## Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



Not made with natural rubber latex



### REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiale

Produkt del	Råmateriale og egenskaper
Rygg	100 % polyester, non-woven spunlace, vannavvisende
Belegg	Trykksensitivt lim, varmeherdende akrylbasert løsning, lateksfri
Beskyttelsespapir	Belagt papir, hvitt

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefalt oppbevaring</b>	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefalt kassering</b>	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
<b>Holdbarhet</b>	3 år

## Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkeltpakning</b>	N/A	N/A
<b>Dispenserpakning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4555: 30 x 83 x 83 4560: 55 x 83 x 83 4565: 105 x 83 x 83 4570: 155 x 83 x 83 4575: 205 x 83 x 83
<b>Transportkartong</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4555: 360 x 330 x 280 4560: 360 x 300 x 280 4565: 360 x 330 x 280 4570: 360 x 330 x 280 4575: 435 x 275 x 280
<b>Emballasjetape</b>	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

## Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
4555	N/A	06438129313833	06438129513837
4560	N/A	06438129313840	06438129513844
4565	N/A	06438129313857	06438129513851
4570	N/A	06438129313864	06438129513868
4575	N/A	06438129313871	06438129513875

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.