

## evercare<sup>®</sup> absorberende og vanntett klebende bandasje, steril

REF: 4655, 4657, 4660, 4665, 4670, 4675, 4680, 4685

evercare<sup>®</sup> absorberende og vanntett klebende bandasje er steril og brukes til behandling av kirurgiske sår og absorpsjon av sårveske. Den absorberende puten er dekket av et semi-permeabelt nett, slik at en betydelig mengde sårveske kan absorberes fra såret samtidig som den har ikke-klebende egenskaper. Høy retensjonsrate holder sårvesken inne i den absorberende puten selv under ytre trykk. Bandasjen er luft- og fuktgjennomtrengelig. Den kan enkelt påføres på den koniske og runde delen av pasientens kropp. PU-filmen er semi-permeabel og beskytter mot fuktighet og kontaminering.

### Nøkkelegenskaper

- ▶ Myk og fleksibel
- ▶ God pusteevne
- ▶ For lite til moderat væskende sår
- ▶ Akrylbasert lim
- ▶ Brukervennlig emballasje
- ▶ Non-woven-materiale dekket av PU-film
- ▶ Dusjbar




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
4655	Absorberende, vanntett og klebende bandasje med pute, steril	5x7 cm, pute 2,5 x 4 cm	50 / 2400
4657	Absorberende, vanntett og klebende bandasje med pute, steril	10x6 cm, pute 5x3 cm	50 / 1600
4660	Absorberende, vanntett og klebende bandasje med pute, steril	10x10 cm, pute 4,5x4,5 cm	50 / 1200
4665	Absorberende, vanntett og klebende bandasje med pute, steril	10x15 cm, pute 5x11 cm	50 / 600
4670	Absorberende, vanntett og klebende bandasje med pute, steril	10x20 cm, pute 5x15,5 cm	30 / 360
4675	Absorberende, vanntett, klebende bandasje med pute, steril	10x25 cm, pute 5x20 cm	30 / 360
4680	Absorberende, vanntett og klebende bandasje med pute, steril	10 x 30 cm, pute 5 x 25 cm	30 / 360
4685	Absorberende, vanntett og klebende bandasje med pute, steril	10 x 35 cm, pute 5x30 cm	30 / 360

Salgsenhet: Transportkartong

## Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



### REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

### Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

### Samsvar med produktstandarder:

EN ISO 11135:2014/A1:2019, EN ISO 11737-1, EN 13726-2

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Rygg	PU pustende og vanntett + 100 % polyester non-woven, vannavvisende, hvit
Belegg	Trykksensitivt lim, varmeherdende akrylbasert løsning, lateksfri
Absorberende pute	70 % viskose, 30 % polyester og ikke-klebende, porøs PE-film, hvit
Beskyttelsespapir	Belagt papir, hvitt

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefalt oppbevaring</b>	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefalt kassering</b>	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
<b>Holdbarhet</b>	3 år

## Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkeltpakning</b>	Medisinsk papir, PP/PE film	4655: 72 x 113
		4657: 135 x 124
		4660: 135 x 160
		4665: 135 x 220
		4670: 135 x 262
		4675: 135 x 313
		4680: 135 x 361
4685: 135 x 413		
<b>Dispenserpakning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4655: 95 x 74 x 115
		4657: 140 x 95 x 130
		4660: 140 x 95 x 165
		4665: 140 x 95 x 225
		4670: 140 x 65 x 265
		4675: 140 x 65 x 316
		4680: 140 x 65 x 365
4685: 140 x 65 x 415		
<b>Transportkartong</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4655: 320 x 600 x 260
		4657: 400 x 600 x 280
		4660: 300 x 600 x 360
		4665: 600 x 300 x 360
		4670: 285 x 440 x 285
		4675: 285 x 440 x 335
		4680: 285 x 440 x 385
4685: 285 x 440 x 415		
<b>Emballasjetape</b>	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

## Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
4655	06438129115383	06438129315387	06438129515381
4657	06438129118568	06438129318562	06438129518566
4660	06438129115390	06438129315394	06438129515398
4665	06438129115406	06438129315400	06438129515404
4670	06438129115413	06438129315417	06438129515411
4675	06438129115420	06438129315424	06438129515428
4680	06438129115437	06438129315431	06438129515435
4685	06438129115444	06438129315448	06438129515442

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.