

evercare® selvklebende sårfilm, steril

REF: 4701, 4705, 4710, 4715, 4720, 4725

evercare® selvklebende steril sårfilm er utformet for sårbehandling eller fiksering av kanyler. Den heftende filmbandasjen opprettholder optimalt fuktighetsnivå i det behandlede området, samtidig som den beskytter mot støv, vann og bakterier. Den halvgjennomtrengelige polyuretanfilmen som brukes, gjør det mulig for pasienten å dusje uten å utsette såret for kontaminasjon. Bandasjen er gjennomsiktig og gjør det mulig å inspisere såret uten å fjerne den. Bandasjens utforming sikrer smertefri fjerning.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Myk og fleksibel
- ▶ God pusteevne
- ▶ Akrylbasert lim
- ▶ Brukervennlig emballasje
- ▶ Effektiv barriere mot sårveske, vann og bakterier
- ▶ Primærbandasje for rene sår
- ▶ Sekundærbandasje ved fiksering




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
4701	Selvklebende sårfilm, steril, Gjennomsiktig	4 x 5 cm	100 / 2000
4705	Selvklebende sårfilm, steril	6x7 cm	50 / 200
4710	Selvklebende sårfilm, steril	10x12 cm	25 / 100
4715	Selvklebende sårfilm, steril	10x25 cm	25 / 100
4720	Selvklebende sårfilm, steril	15x20 cm	25 / 100
4725	Selvklebende sårfilm, steril, Gjennomsiktig	20x30 cm	10 / 100

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

Samsvar med produktstandarder:

EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2, EN 13726-4

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Rygg	Gjennomsiktig PU-film, pustende
Belegg	Polyakryllim
Beskyttelsespapir	Medisinsk belagt papir

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	3 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	4701: 91 x 154 4705: 66 x 113 4710: 127 x 214 4715: 313 x 135 4720: 186 x 313 4725: 232 x 380
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4701: 70 x 50 x 115 4705: 95 x 30 x 160 4710: 130 x 20 x 220 4715: 140 x 20 x 315 4720: 190 x 20 x 320 4725: 240 x 15 x 382
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4701: 280 x 155 x 250 4705: 175 x 140 x 115 4710: 235 x 100 x 150 4715: 330 x 100 x 160 4720: 335 x 100 x 210 4725: 395 x 180 x 260
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
4701	06438129124330	06438129324334	06438129524338
4705	06438129114164	06438129314168	06438129514162
4710	06438129114171	06438129314175	06438129514179
4715	06438129114188	06438129314182	06438129514186
4720	06438129114195	06438129314199	06438129514193
4725	06438129124347	06438129324341	06438129524345

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.